

# HANDZENTRIFUGE



La centrifuga manuale consente di lavorare in assenza di corrente elettrica e non necessita di alcuna manutenzione:

Questa centrifuga particolarmente economica può essere facilmente fissata ad un tavolo e lavora senza corrente elettrica. Il meccanismo autolubrificante fa sì che la centrifuga praticamente non necessiti di alcuna manutenzione.

Può lavorare con 2 rotori diversi:

Con il rotore **1014**, le provette coniche da 15 ml (cat. nr. 0515, non graduate o nr. 0516, graduate) possono essere accelerate fino a 1.300 RCF.

Il rotore **1025** può ospitare diversi tipi di provette (anche a fondo tondo) fino a 15 ml. Le provette devono avere una lunghezza max. di 125 mm e un diametro max. di 17 mm.



## Rotore, 4 posti

∠90°

Capacità max. 4 x 15 ml (fondo conico)

Velocità max. 3.000 giri / min

Accelerazione max. 1.300 RCF

**Cat. nr. 1014**

## Rotore, 4 posti

∠50°

Capacità max. 4 x 15 ml

Velocità max. 3.000 giri / min

Accelerazione max. 1.076 RCF

**Cat. nr. 1025**

## HANDZENTRIFUGE

### Centrifuga manuale, senza rotore

Dimensioni (A x L x P)

285 x 140 x 175 mm

Peso

circa 0,9 kg

**Cat. nr.**

**1011**