

## Controllo • Programmazione • Visualizzazione • Registrazione

JULABO VI fornisce la soluzione software più adatta per la VOSTRA applicazione. VOI risparmiate tempo, rendete il VOSTRO lavoro più semplice - controllate, ottimizzate, visualizzate e registrate processi in funzione di tempo e temperatura senza nessun problema. Per applicazioni di routine con un unico strumento JULABO il software GRATUITO Easy-Temp è l'ideale (scaricarlo da [www.julaboitalia.it](http://www.julaboitalia.it)). Per esigenze più sofisticate JULABO propone EasyTemp Professional per controllare fino a 8 strumenti. La connessione si effettua in modo semplice ed economico attraverso l'interfaccia RS232 o l'adattatore USB. Chiedete a JULABO!

Le soluzioni Software JULABO offrono:		
Controllo di uno strumento JULABO con interfaccia integrata	●	●
Controllo fino a 8 strumenti JULABO con interfaccia integrata		●
<b>Finestra strumento:</b>		
Registrazione e visualizzazione su PC dei valori attualmente misurati	●	●
Programmazione via PC del setpoint	●	●
Indicazione stato	●	●
Finestra di controllo individuale per ogni strumento		●
Partenza simultanea degli strumenti con un solo tasto		●
<b>Registrazione dei valori misurati:</b>		
Funzioni zoom grafico	●	●
Visualizzazione fino a 4 curve in un diagramma	●	
Visualizzazione fino a 16 curve in un diagramma		●
Fino a 4 scale definibili		●
Possibilità di assegnare curve a scale individuali		●
Inserimento di formule quali medie, differenze tra i valori misurati, ecc.		●
Inserimento di testi di commento con visualizzazione sul diagramma		●
<b>Programmazione Rampa:</b>		
Funzioni rampa fino a 100 step	●	
Funzioni rampa fino a 1000 step (individuali per ogni strumento)		●
Ripetizione dei profili memorizzati	●	●
Modifiche dei profili in corso	●	●
Visualizzazione grafica di tutti i profili		●
<b>Registrazione dati:</b>		
Registrazione dei valori misurati in formato ASCII	●	●
Registrazione dei valori misurati in Excel		●
Salvataggio di ulteriori dati rilevanti misurati		●
Modello di visualizzazione scalabile		●
Funzione attivazione per registrazione		●
Funzione conversione grafici in formato JPG		●
Caricamento registrazioni create in precedenza con funzione stampa		●
<b>Opzioni:</b>		
Controllo e integrazione di strumenti vari di laboratorio, es. agitatori ad asta, agitatori magnetici, bilance analitiche, pompe dosatrici, phmetri ecc.		a richiesta
Drivers per interfacce come Profibus, Devicenet, Ethernet, RS485		a richiesta
Conformità 21 CFR 11		a richiesta

No. Cod.	Descrizione	Idoneo per
8 901 102	Software di controllo 'Easy Temp' (download da <a href="http://www.julaboitalia.it">www.julaboitalia.it</a> )	Unità con RS232
8 901 105	Software di controllo 'EasyTemp Professional'	Unità con RS232
8 980 073	Cavo interfaccia RS232, 2.5 m	Unità con RS232
8 980 075	RS232 Caco interfaccia, 3.0 m	SW22 + SW23 bagnimaria con agitazione
8 900 110	Cavo interfaccia USB	Unità con RS232
8 900 015	PBM Profibus DP Master	Connessione via porta USB su PC
8 900 005	Opzione PB-5: Profibus DP integrato	'HighTech' termostati HL, SL
8 900 002	Opzione PB-2: Profibus DP integrato	Presto®, Magnum 91, Forte HT
8 900 003	Opzione PB-3: Profibus DP integrato	Controllore programmabile LC6
8 980 030	Box interfaccia DP Profibus PBI	Unità con RS232

## Soluzioni personalizzate

JULABO propone una soluzione di automazione che include software dedicato e soluzioni hardware per applicazioni specifiche. JULABO VI propone una soluzione dedicata per le VOSTRE esigenze di automazione.