



Serie Compact

Bilancia Elettronica Portatile



Le bilance elettroniche Ohaus della linea «Compact Scales» (CS) sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni, quando si richiedono risultati sicuri e costo estremamente contenuto. I tre modelli portatili, dal design originale e raffinato, con portate di 200 g, 2.000 g e 5.000 g sono ideali per utilizzi in produzione, in cucina, in ufficio e dovunque sia necessaria una bilancia compatta e portatile. Semplicità di utilizzo, lunga durata delle batterie (fornite con la bilancia) ed ottime prestazioni rendono la CS lo strumento ideale per tutte le esigenze di pesatura semplice e veloce.

- Design moderno ed ingombro contenuto
- Ampio display ad alto contrasto
- Auto-spegnimento per allungare la vita delle batterie
- Alimentazione a batterie (comprese) o con alimentatore CA
- Struttura in materiale plastico super-resistente

Serie Compact Bilance elettroniche portatili

Specifiche

Portata (g)	200	2000	5000
Risoluzione (g)	0.1	1	2
Ripetibilità (Dev. Std.) (g)	0.1	1	2
Linearità (g)	0.1	1	2
Unità di Misura	g, lb:oz		
Campo Tara	Sottrattivo alla portata totale		
Tempo di stabilizzazione	3 secondi		
Temperatura di funzionamento ottimale	18° - 25°C		
Alimentazione	3 Batterie Tipo AA (incluse), Alimentatore AC (opzionale)		
Auto-spegnimento	Dopo 5 minuti di inattività (solo con le batterie)		
Regolazione	Regolazione Digitale da tastiera		
Display	LCD (11mm)		
Dimensioni Piatto LxP (mm)	146 x 133		
Dimensioni LxAxP (mm)	193 x 135 x 39		
Peso Netto (kg)	0.47 kg		
Codice Articolo	CS200	CS2000	CS5000

Caratteristiche Standard


Indicatore di batterie scariche, indicatore di sovra-sotto portata, auto-spegnimento, costruzione in materiale plastico resistente, tastiera particolarmente sensibile.

Accessori

Bacinella da 1050 ml, adattatore CA, sovra-piatto in acciaio inox, pesi di calibrazione.

Semplice da ordinare

Contattate il rivenditore per informazioni su disponibilità e condizioni di garanzia.



*ISO 9001:2000
Registered Quality Management System

80774074 © OHAUS Europe GmbH

