

Bilancia per test su campo Ohaus



Caratteristiche particolari

La bilancia per test sul campo (2400-11) Ohaus è una bilancia compatta industriale conveniente che garantisce pesa precise di una vasta gamma di materiali pesanti, anche nelle condizioni più avverse.

L'ampio e stabile vassoio riesce a sorreggere campioni molto grandi senza capovolgersi e la base di pesa mantiene stabile l'intera bilancia. Le letture fino a 500 g vengono effettuate da un singolo braccio con pesi scorrevoli, mentre con un set di pesi con fessura, conservati nella base, è possibile estendere la capacità fino a 16 kg.

- Costi bassi, precisione alta
- Letture fino a 500 g
- Set di pesi con fessura conservati nella base

Specifiche tecniche

Capacità:	16 kg
Leggibilità:	5 g
Capacità (avoirdupois):	36 lb
Leggibilità (avoirdupois):	0.01 lb
Taratura del fascio inferiore (g):	500 x 5
Taratura del fascio superiore (lb):	1 x 0,01
Struttura della piattaforma:	Acciaio – rivestito in resina epossidica nera
Dimensioni piattaforma (dia) (cm):	27.9
Dimensioni dell'imballo (LxPxA) (cm):	53,4 x 30,5 x 28
Peso spedizione (kg):	10.4