

# Bilancia Harvard Trip Ohaus



## Caratteristiche particolari

La bilancia Harvard Trip (1450-SD) Ohaus offre un design a due vassoi basato sul principio classico della bilancia di Roberval. Le bilance Harvard Trip di Ohaus godono dei vantaggi aggiuntivi dell'attenuazione magnetica, della trave con i pesi scorrevoli e di una serie di piattaforme di pesa.

Utilizzata solitamente per la pesa comparativa, per la determinazione della differenza di massa tra due oggetti, rispetto al valore assoluto, queste bilance sono prodotte con pesi scorrevoli incorporati. Le bilance Harvard Trip sono note per precisione e durata, costruite e progettate per l'accuratezza e per anni di utilizzo in laboratorio senza manutenzione.

- Estrema versatilità e solidità
- Design a due vassoi ideali per la pesa comparativa
- Masse scorrevoli incorporate

## Specifiche tecniche

Capacità:	2000 g
Leggibilità:	0.1 g
Taratura del fascio (g):	10 x 0,1
Struttura della piattaforma:	Piastra in acciaio inossidabile
Dimensioni piattaforma (dia) (cm):	15.2
Dimensioni dell'imballo (LxPxA) (cm):	38,1 x 22,9 x 28
Quantità imballo:	6
Dimensioni imballo di spedizione (cm):	63,5 x 45,8 x 55,9
Peso spedizione (kg):	2.7