

Bilancia con soluzione per usi gravosi Ohaus



Caratteristiche particolari

La bilancia con soluzioni per usi gravosi (1119-D0) Ohaus possiede uno standard industriale per la precisione in pese di capacità elevata. Solida a sufficienza per resistere alla corrosione, questa bilancia di precisione avverte anche il tocco di una piuma e rileva le differenze anche di 1 g sull'intero peso, anche nelle condizioni più difficili.

Con un'ampia piattaforma in acciaio inossidabile e la tara bloccabile per contenitori di fino a 2270 g, l'attenuazione magnetica accelera il processo di pesa mentre i sostegni coperti che si allineano automaticamente sono garanzia di una durata lunga e senza manutenzione.

- Piastra di dimensioni maggiori per contenitori da laboratorio di grandi dimensioni
- Progettata per una durata lunga
- Arresti di carico positivi

Specifiche tecniche

Capacità:	20 kg
Leggibilità:	1 g
Capacità tara aggiuntiva (g):	2270
Taratura del fascio anteriore (g):	100 x 1
Taratura del fascio posteriore (g):	1000 x 100
Struttura della piattaforma:	Piastra in acciaio inossidabile
Dimensioni piattaforma (dia) (cm):	27.9
Dimensioni dell'imballo (LxPxA) (cm):	91,5 x 28 x 33,1
Peso spedizione (kg):	20