

Cod. EL 1106668-001

Vasca ad ultrasuoni 3,9 L 37 kHz riscaldata - ELMASONIC SELECT 40

Vasca a ultrasuoni da laboratorio con vasca in acciaio inox e riscaldamento integrato, adatta alla pulizia di strumenti da laboratorio, componenti, orologeria e gioielleria e alla preparazione campioni. Funziona a 37 kHz con cinque modalità ultrasuoni: Eco, Sweep, Pulse, Dynamic e Degas, con temperatura regolabile da 25 a 80 °C e timer impostabile fino a 360 min. Dispone di display digitale luminoso, 4 programmi memorizzabili e funzioni di avvio rapido e termocontrollato.



PREMIUM PARTNER

POTENZA ULTRASUONI

120 W

GAMMA DI TEMPERATURA

25 – 80 °C



CAPACITÀ VASCA

3,9 l

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L X P X A)

3,8 kg · 305 x 170 x 280 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO	
Codice prodotto	1106668-001
Modello	ELMASONIC SELECT 40
Produttore	ELMA
APPLICAZIONI	
Applicazioni	Pulizia di strumenti da laboratorio, componenti, orologeria e gioielleria; preparazione campioni (degassaggio, omogeneizzazione, emulsione, dispersione)
ACCESSORI	
Accessori disponibili	Cestello modulare, inserti, supporti, coperchi, serpentina di raffreddamento, Elma Sink, Elma Dry, Elma MuteBox
DOTAZIONE	
Riscaldamento integrato	Sì
Configurazione della fornitura / dotazione standard	Coperchio, manuale d'uso, cavo di alimentazione con connettore in gomma (2 m), passacavo per tubo (Ø 12 mm)
SICUREZZA	
Protezione marcia a secco	Sì
Spegnimento automatico di sicurezza	Spegnimento automatico dopo 8 ore di funzionamento
CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ	
Livello di pressione sonora (LpAU)	<80 dB(A)
PERFORMANCE	
Frequenza ultrasuoni	37 kHz
Modalità ultrasuoni	Eco, Sweep, Pulse, Dynamic, Degas
Numero di modalità ultrasuoni	5 count
Potenza ultrasuoni effettiva	120 W
Potenza ultrasuoni di picco	480 W
Potenza di riscaldamento	200 W
Intervallo di temperatura	25–80 °C
Temperatura limite regolabile	40–60 °C

INTERFACCIA CONTROLLO

Timer / tempo di pulizia impostabile **1–360 min**

Tipo di display **Display digitale luminoso resistente a sporco e umidità**

Unità di controllo **Unità di controllo digitale con tastiera a membrana lavabile**

Programmi memorizzabili **4 count**

Avvio ultrasuoni termocollato **Sì**

Funzione di avvio rapido **Sì**

Segnale ottico e acustico **Sì**

Unità di temperatura commutabile (°C/°F) **Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Capacità massima vasca **3,9 l**

Capacità utile di lavoro **2,9 l**

Dimensioni esterne (L x P x A) **305 x 170 x 280 mm**

Dimensioni interne della vasca (L1 x P1 x H1) **215 x 115 x 145 mm**

Peso (incl. coperchio) **3,8 kg**

Materiale della vasca **Acciaio inossidabile**

Materiale involucro / telaio **Acciaio inossidabile (custodia antispruzzo)**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza assorbita totale **320 W**

Tensione di alimentazione **220–240 V**

Grado di protezione (IP) **IP 20**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.



Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it