

Cod. IK 0008035800

Termostato a circolazione da banco 150 °C 2000 W - ICC basic eco 18 c

Circolatore a immersione compatto per termostatazione di laboratorio, conforme a DIN 12876 classe III (FL). Fornito con vasca in plastica IB 18 eco (taglia L), coperchio CL.ICC, ponte BL.ICC, set pompa PCS.ICC e serpentino di raffreddamento CC2. Temperatura operativa da -20 a 150 °C, stabilità $\pm 0,02$ K, potenza 2000 W e pompa a pressione/aspirazione regolabile fino a 18 L/min. Dispone di display LED, interfacce RS-232 e USB, circuito di sicurezza 0–160 °C, protezione di livello basso e alto e allarmi ottico e acustico.

IKA


PREMIUM PARTNER

GAMMA DI TEMPERATURA

-20 °C · 150 °C

POTENZA RISCALDAMENTO

2.000 W



STABILITÀ TEMPERATURA

0.02 ±K

PESO / DIMENSIONI (UNITÀ PRINCIPALE)

13.84 kg · 145 x 340 x 200 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE		TEMPERATURA	
Produttore	IKA	Temperatura operativa minima	-20 °C
Modello	ICC basic eco 18 c	Temperatura operativa massima	150 °C
Codice prodotto	0008035800	Stabilità temperatura (DIN 12876)	0.02 ±K
Tipo apparecchio	Compact immersion circulators	Temperatura max vasca in plastica	100 °C
SICUREZZA		SPECIFICHE FISICHE	
Sensore temperatura di lavoro	PT 100	Dimensioni (unità principale)	145 x 340 x 200 mm
Allarme ottico	Si	Peso (unità principale)	13.84 kg
Allarme acustico	Si	Profondità minima di bagno necessaria	150 mm
Allarme sovratemperatura	Si	Profondità di immersione	85–125 mm
Protezione livello basso (Pt 100)	Si	Dimensioni totali sistema (circolatore + vasca)	338 x 584 x 349 mm
Protezione livello alto (troppopieno)	Si	Temperatura ambiente ammissibile	5–40 °C
CONFORMITÀ		Umidità relativa ammissibile	80 %
Classe DIN 12876	III	Grado di protezione IP	IP 21
Identificazione DIN 12876 (FL)	FL		
PRESTAZIONI			
Potenza di riscaldamento	2000 W		
Tipo pompa	Pressure- / suction pump		
Portata pompa regolabile	Si		

INTERFACCIA E CONTROLLO

Connessione sensore esterno	PT1000
Interfaccia RS-232	Sì
Interfaccia USB	Sì

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	230 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Potenza assorbita totale	2100 W

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.



[Scheda prodotto online](#)

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it