

Cod. JU 9012000

Termostato a immersione +20...+150 °C ±0,03 °C - CORIO CD

Termostato a immersione per la termostatazione di bagni e vasche di laboratorio fino a 50 l, con campo di lavoro da +20 a +150 °C. Offre stabilità di ±0,03 °C, potenza riscaldante di 2 kW, regolazione PID1, sensore al platino e display LED. La pompa di mandata a portata regolabile eroga fino a 15 l/min; applicazione interna ed esterna con set pompa opzionale.



Julabo

FILIALE ITALIANA

GAMMA DI TEMPERATURA

+20 – +150 °C

PORTATA POMPA

15 l/min

STABILITÀ TEMPERATURA

±0,03 °C

PESO / DIMENSIONI (L x P x A)

2,6 kg · 13,2 x 16 x 36,6 cm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO		PERFORMANCE	
Codice prodotto	9012000	Gamma di temperatura di lavoro	+20 – +150 °C
Modello	CORIO CD	Stabilità di temperatura	±0,03 °C
Produttore	JULABO	Capacità riscaldante	2 kW
APPLICAZIONI		Serpentina di raffreddamento (counter-cooling)	accessorio
Tipo di applicazione (interna/esterna)	Interna ed esterna (applicazione esterna con set pompa opzionale)	Viscosità massima ammessa	50 cSt
Applicazioni tipiche	Termostatazione di bagni e vasche di laboratorio fino a 50 l; termostatazione di applicazioni esterne con set pompa opzionale	Risoluzione di impostazione temperatura	0,1 °C
SICUREZZA		Risoluzione visualizzazione temperatura	0,01 – 0,1 °C
Grado di protezione IP	IP21	Pressione della pompa	0,35 bar
CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ		INTERFACCIA CONTROLLO	
Classe di sicurezza DIN 12876-1	Classe III (FL)	Tipo di display	Display LED
		Tipo di regolazione della temperatura	PID1
		Calibrazione assoluta della temperatura (ATC)	ATC – calibrazione su 1 punto
		Sensore di temperatura	Sensore al platino
		Interfacce di comunicazione	USB
		Timer integrato	0 – 999 min
		SPECIFICHE FISICHE	
		Dimensioni (L x P x A)	13,2 x 16 x 36,6 cm
		Peso	2,6 kg
		Profondità di immersione utile	16,6 cm
		Volume massimo del bagno controllabile	50 l

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	100 / 115 / 230 V
Frequenza di alimentazione	50/60 Hz
Assorbimento di corrente	10 A

POMPA CIRCOLAZIONE

Portata della pompa	15 l/min
Tipo di pompa	Pompa a immersione
Funzione pompa (mandata/aspirazione)	Pompa di mandata (pompa a pressione)
Pompa a portata regolabile	Sì

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.



[Scheda prodotto online](#)

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

info@julaboitalia.it • 02 39325483 • www.julaboitalia.it