

Cod. JU 9012715.N1

Termocriostato a circolazione -40–150°C 15 l/min - CORIO CD-800F

Termocriostato di circolazione per applicazioni interne ed esterne, con gamma di temperatura da -40 a +150 °C. Assicura stabilità di $\pm 0,03$ °C, capacità riscaldante di 2 kW e capacità refrigerante di 0,85 kW, con pompa a immersione da 15 l/min e pressione di 0,35 bar. Vasca in acciaio inox da 5–7,5 l, controllo PID1 e display LED.



Julabo

FILIALE ITALIANA

GAMMA DI TEMPERATURA

-40 – 150 °C

PORTATA POMPA

15 l/min

STABILITÀ TEMPERATURA

± 0.03 °C

PESO / DIMENSIONI (L X P X A)

42 kg · 33 x 47 x 70 cm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	9012715.N1
Modello	CORIO CD-800F
Produttore	JULABO

APPLICAZIONI

Tipo di circolazione	Commutabile tra circolazione interna ed esterna
Tipo di applicazione (interna/esterna)	Interna ed esterna

DOTAZIONE

Coperchio vasca e rubinetto di scarico	Sì
Dotazione inclusa	2 portagomma per tubi con d.i. 8 e 12 mm (raccordi pompa M16x1), coperchio vasca integrato, rubinetto di scarico

SICUREZZA

Grado di protezione IP	IP 21
Funzioni di sicurezza	Spina bloccabile per connessione sicura; elementi di comando e funzioni di sicurezza accessibili dal fronte; criostato privo di fori di ventilazione laterali con griglia estraibile

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di sicurezza DIN 12876-1	Classe III (FL)
---------------------------------	------------------------

PERFORMANCE

Gamma di temperatura di lavoro	-40–150 °C
Stabilità di temperatura	± 0.03 °C
Capacità riscaldante	2 kW
Capacità refrigerante	0.85 kW
Viscosità massima ammessa	50 cSt
Risoluzione visualizzazione temperatura	0.01–0.1 °C
Efficienza energetica / componenti a velocità variabile	Sì
Pressione della pompa	0.35 bar

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di display	LED
Interfacce di comunicazione	USB
Tipo di regolazione della temperatura	PID1
Calibrazione assoluta della temperatura (ATC)	Calibrazione su 1 punto
Timer integrato	0–999 min

SPECIFICHE FISICHE

Materiale della vasca	Acciaio inossidabile
Apertura vasca utilizzabile (L x P / profondità)	18 x 13 / 15 cm
Volume di riempimento	5–7.5 l
Dimensioni (L x P x A)	33 x 47 x 70 cm
Peso	42 kg

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	230 V
Frequenza di alimentazione	50 Hz
Assorbimento di corrente	11 A

REFRIGERAZIONE

Tipo di raffreddamento	Aria a 1 stadio
Refrigerante	R1270
Potenziale di riscaldamento globale (GWP)	2

CIRCOLAZIONE POMPA

Portata pompa	15 l/min
Tipo di pompa	Pompa a immersione
Funzione pompa	Pompa a pressione

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.



[Scheda prodotto online](#)

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

info@julaboitalia.it • 02 39325483 • www.julaboitalia.it