


Cod. JU 9550323

Bagnomaria con agitazione +20/+99,9 °C 20 I - SW23

Bagnomaria con agitazione a movimento lineare per la termostatazione di campioni in agitazione costante, con intervallo di lavoro da +20 a +99,9 °C e stabilità di $\pm 0,02$ °C. La frequenza di agitazione è regolabile da 20 a 200 rpm, con corsa di 15 mm, e la vasca in acciaio inox offre un volume di riempimento da 8 a 20 l. Dotato di controllo PID a microprocessore, display LED, protezione contro il funzionamento a secco, allarme sovra/sotto temperatura, design antispruzzo e valvola di scarico.



Julabo

FILIALE ITALIANA

GAMMA TEMPERATURA

+20 – +99,9 °C

STABILITÀ TEMPERATURA

$\pm 0,02$ °C

AGITAZIONE

20 – 200 rpm · 15 mm

PESO / DIMENSIONI (L X P X A)

20,7 kg · 70 x 35 x 26 cm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO		PERFORMANCE	
Codice prodotto	9550323	Gamma di temperatura di lavoro	+20 – +99,9 °C
Modello	SW23	Stabilità di temperatura	$\pm 0,02$ °C
Produttore	JULABO	Risoluzione visualizzazione temperatura	0,1 °C
ACCESSORI		Frequenza di agitazione (regolabile)	20 – 200 rpm
Coperchio della vasca	Sì	Corsa di agitazione	15 mm
DOTAZIONE		Tipo di movimento di agitazione	Lineare (reciprocante)
Valvola di scarico	Sì	Capacità riscaldante	2 kW
Inserto agitatore e piastra estraibili	Sì	INTERFACCIA CONTROLLO	
SICUREZZA		Timer integrato	0:01 – 9:59 h:min
Grado di protezione IP	IP 21	Tipo di regolazione della temperatura	PID a microprocessore
Protezione contro il funzionamento a secco	Sì	Tipo di display	LED
Allarme e disattivazione sovra/sotto temperatura	Sì	Interfacce di comunicazione	RS232
Design antispruzzo	Sì		
CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ			
Classe di sicurezza DIN 12876-1	Classe I (NFL)		

SPECIFICHE FISICHE

Materiale della vasca	Acciaio inossidabile
Apertura vasca utilizzabile (L x P / profondità)	50 x 30 / 18 cm
Profondità di immersione utile	18 cm
Volume di riempimento	8 – 20 l
Dimensioni (L x P x A)	70 x 35 x 26 cm
Peso	20,7 kg

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	115 (60 Hz) / 230 (50-60 Hz) V
Assorbimento di corrente	9 A

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.



[Scheda prodotto online](#)

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

info@julaboitalia.it • 02 39325483 • www.julaboitalia.it