

Cod. MC 000282

Sterilizzatore a calore secco 111 L 250 °C - Stericell 111 ECO

Sterilizzatore a calore secco da banco per la sterilizzazione in ambito medico e di laboratorio, utilizzabile anche come stufa di essiccazione. Camera da 111 L in acciaio inox AISI 304 con aria calda a circolazione forzata e temperatura fino a 250 °C. Controllo a microprocessore con logica Fuzzy, display LED, programmi fissi di sterilizzazione e protezione contro il surriscaldamento con termostato di sicurezza regolabile. Dimensioni esterne 760 × 640 × 860 mm.



EXCLUSIVE PARTNER ITALY

VOLUME CAMERA
111 L

CIRCOLAZIONE ARIA
Aria forzata con ventilatore integrato

GAMMA DI TEMPERATURA
ambiente +10 – 250 °C

PESO NETTO
75 kg



SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO		PERFORMANCE	
Codice prodotto	000282	Metodo di sterilizzazione	Sterilizzazione a calore secco con aria calda a circolazione forzata
Modello	Stericell 111 ECO	Volume camera	111 L
Produttore	MMM Group (MMM Medcenter Einrichtungen GmbH)	Temperatura massima	250 °C
Tipo di apparecchio	Sterilizzatore a calore secco / stufa ad aria calda	Intervallo di temperatura	ambiente +10 – 250 °C
APPLICAZIONI		Tipo di circolazione dell'aria	Aria forzata con ventilatore integrato
Applicazioni	Sterilizzazione a calore secco in ambito medico e di laboratorio; utilizzabile anche come stufa di essiccazione	INTERFACCIA CONTROLLO	
SICUREZZA		Tipo di controllore	Microprocessore con logica Fuzzy
Termostato di sicurezza	Protezione contro il surriscaldamento; termostato di sicurezza regolabile secondo DIN 12880	Display	Display LED
Sensore di temperatura	Sensore PT100	Programmi di sterilizzazione	3 programmi di sterilizzazione fissi
CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ		Interfacce di comunicazione	RS-232; USB Host (opz.); Ethernet (opz.); uscita analogica 4-20 mA (opz.)
Norme di riferimento	EN ISO 20857; DIN 12880; MDR (UE) 2017/745	Uscita per stampante/PC	Sì
Documentazione di qualifica	Qualifica IQ / OQ (possibile validazione PQ)		
Validazione distribuzione temperatura	Misurazione della distribuzione di temperatura a 1, 3, 9 o 27 punti secondo DIN 12880 (opzionale)		

SPECIFICHE FISICHE

Larghezza interna	540 mm
Profondità interna	390 mm
Altezza interna	530 mm
Larghezza esterna	760 mm
Profondità esterna	640 mm
Altezza esterna	860 mm
Peso netto	75 kg
Materiale camera	Acciaio inossidabile mat. n. 1.4301 (AISI 304)
Numero massimo di ripiani	7
Superficie utile ripiano	520 x 335 mm
Carico massimo totale	50 kg
Carico massimo per ripiano	20 kg
Numero ripiani in dotazione	2 pz

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	230 V
Numero di fasi	Monofase
Potenza massima assorbita	1.9 kW
Corrente nominale	8.3 A

INSTALLAZIONE

Versione porta	Una porta (standard); doppia porta pass-through (opzionale)
Tipo di installazione	Da banco (tavolo mobile opzionale)

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.


[Scheda prodotto online](#)
INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it