

Cod. MC 001659

Stufa da vuoto essiccazione 55 L 250 °C - VVcell 55 EVO

Stufa da vuoto per essiccazione sotto vuoto o in gas inerte di materiali termosensibili, igroscopici o difficili da essiccare. Camera da 55 L in acciaio inox AISI 316Ti, con 2 ripiani inclusi, sistema Servotherm a trasferimento diretto del calore e porta con finestra di ispezione in vetro di sicurezza; temperatura fino a 250 °C, uniformità ± 2 (a 100 °C) / ± 6 (a 200 °C) e vuoto finale 5×10^{-4} mbar. Controllo a microprocessore con touchscreen 5,7", 100 programmi e accessi multi-livello.



EXCLUSIVE PARTNER ITALY

TEMPERATURA MASSIMA

250 °C

VOLUME CAMERA

55 L

VUOTO FINALE RAGGIUNGIBILE

 5×10^{-4} mbar

DIMENSIONI ESTERNE (L×A×P)

620 x 560 x 910 mm



SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO	
Codice prodotto	001659
Modello	VVcell 55 EVO
Produttore	MMM
APPLICAZIONI	
Applicazioni	Essiccazione sotto vuoto o in gas inerte di materiali termosensibili, igroscopici o difficili da essiccare
SICUREZZA	
Controllo accessi utenti	Amministrazione utenti multi-livello con codici di accesso (EVO)
Valvola di sicurezza della porta	Valvola di sicurezza porta Ventiflex
Sistema di chiusura della porta	Chiusura ermetica con bloccaggio in quattro punti
Allarme acustico e visivo	Allarmi acustici e visivi con indicatore LED
Camera resistente alla pressione	Sì
CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ	
Conformità 21 CFR Part 11	Sì
Norme di riferimento	CE
PERFORMANCE	
Temperatura massima	250 °C
Temperatura minima sopra l'ambiente	5 °C
Uniformità di temperatura	± 2 (a 100 °C) / ± 6 (a 200 °C)
Vuoto finale raggiungibile	5×10^{-4} mbar
Tasso di perdita della camera	$< 5 \times 10^{-3}$ mbar·l/s
Sistema di riscaldamento	Sistema Servotherm a trasferimento diretto del calore
INTERFACCIA CONTROLLO	
Tipo di controllore	Microprocessore con Fuzzy Logic
Display	Touchscreen a colori 5,7"
Numero di programmi	100
Segmenti per programma	100
Rampe di temperatura	Sì
Registrazione dati / datalogger	Datalogger integrato con export Excel; memoria interna con audit trail (EVO)
Interfacce di comunicazione	USB; slot SD; RS-232; Ethernet (opzionale); WiFi (opzionale)
Software di gestione dati	Warmcomm (opzionale)

SPECIFICHE FISICHE

Volume della camera	55 L
Dimensioni interne (LxAxP)	400 x 320 x 430 mm
Dimensioni esterne (LxAxP)	620 x 560 x 910 mm
Superficie utile ripiano	340 x 296 mm
Numero ripiani in dotazione	2 pz
Numero di posizioni per ripiani	7
Materiale della camera	Acciaio inox AISI 316Ti (1.4571)
Materiale dei ripiani	Alluminio (Servotherm); acciaio inox AISI 304 opzionale
Tipo di porta	Porta con finestra di ispezione in vetro di sicurezza

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	230 V
---------------------------	--------------

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.



[Scheda prodotto online](#)

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it