

Cod. MC PD8041A201

Microscopio biologico didattico 40-400x monoculare - Serie 18

Microscopio composto per didattica scolastica ed esami di routine, conforme CE. Sistema ottico finito 160 mm con testa monoculare inclinata a 45° e rotazione 360°, obiettivi acromatici EA 4x, 10x e 40x/S, oculare WF10X/18 mm con puntatore e revolver quadruplo invertito con scatti; ingrandimento 40x-400x. Illuminazione LED trasmessa a intensità regolabile, batteria ricaricabile, condensatore fisso 0,65 N.A. con diaframma a iride e tavolino fisso con pinze.

Motic

OFFICIAL PARTNER

INGRANDIMENTO TOTALE
40 x · 400 x
MESSA A FUOCO
separata macro/micro · 2 um
OBIETTIVI
4x, 10x, 40x/S
PESO / DIMENSIONI (LXPXA)
4.6 kg · 215x180x385 mm


SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO	
Codice prodotto	PD8041A201
Modello	Serie 18
Produttore	Motic
Tipo di microscopio	biologico composto
Sistema ottico	finito 160mm
APPLICAZIONI	
Applicazioni	didattica scolastica ed esami di routine
OTTICA	
Tipo di obiettivi	acromatici (EA)
Ingrandimenti obiettivi	4x, 10x, 40x/S
Apertura numerica obiettivi	4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65
Obiettivo a immersione in olio	No
Revolver portaobiettivi	quadruplo invertito con scatti
Oculari	WF10X/18mm con puntatore, bloccabile
Campo visivo oculare (Field Number)	18 mm
Puntatore nell'oculare	Sì
ACCESSORI	
Accessori inclusi	batteria ricaricabile e caricabatterie (uso cordless)
CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ	
Conformità CE	Sì
Garanzia	5 anni
PERFORMANCE	
Ingrandimento totale minimo	40 x
Ingrandimento totale massimo	400 x
ILLUMINAZIONE	
Tipo di illuminazione	LED
Potenza illuminazione	70 mW
Controllo intensità luminosa	Sì
Illuminazione di Koehler	No
Alimentazione a batteria ricaricabile (cordless)	Sì
Percorso di illuminazione	trasmessa
Condensatore	fisso 0.65 N.A. con diaframma a iride
Apertura numerica condensatore	0.65
Diaframma	diaframma a iride
TECNICHE CONTRASTO	
Campo chiaro	Sì
Contrasto di fase	No

TESTA OSSERVAZIONE

Tipo di testa	monoculare
Inclinazione testa	45 °
Rotazione testa	360°

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (LxPxA)	215x180x385 mm
Peso netto	4.6 kg
Caratteristiche antimanomissione	oculare bloccabile contro la rimozione

TAVOLINO MESSA A FUOCO

Tipo di tavolino	fisso con pinze
Dimensioni tavolino	120x125 mm
Meccanismo di messa a fuoco	separata macro/micro
Precisione messa a fuoco micrometrica	2 um

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.



[Scheda prodotto online](#)

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it