

Cod. OH 30430024

Bilancia di precisione 4200 g 0,1 g calibrazione interna - PX4201M

Bilancia di precisione per laboratorio, industria e didattica, approvata CE-M in classe II per applicazioni soggette a metrologia legale. Piatto rimovibile in acciaio inox Ø 180 mm, portata 4200 g, leggibilità 0,1 g, ripetibilità 0,1 g e stabilizzazione in 1 s. Regolazione interna automatica InCal™, display LCD retroilluminato a 2 righe con barra di capacità, interfacce RS232 e USB, gancio per pesata da sotto e indicatore software di sovraccarico/sottocarico.



OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA

4.200 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE

1 s

RISOLUZIONE

0,1 g

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L x P x A)

3,5 kg · 209 x 321 x 98 mm


SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO	
Codice prodotto	30430024
Modello	PX4201M
Produttore	OHAUS
APPLICAZIONI	
Modalità applicative / applicazioni di pesata	Pesata di base; conteggio pezzi; pesata percentuale; pesata dinamica (animale); determinazione della densità
Settori e ambiti di impiego	Laboratorio, industria, didattica
DOTAZIONE	
Ionizzatore integrato	No
Dotazione di serie	Piatto rimovibile in acciaio inossidabile, sottopiatto in metallo, barra di rimozione statica, gancio per pesata da sotto, staffa di sicurezza, blocco di sicurezza per regolazione, capottina di protezione, adattatore CA
CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ	
Classe di precisione metrologica	II
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	Approvazione metrologica CE-M (EN 45501, OIML R76) — modello approvato
PERFORMANCE	
Portata massima	4200 g
Risoluzione / divisione di lettura (d)	0,1 g
Ripetibilità (deviazione standard)	0,1 g
Linearità	±0,2 g
Tempo di stabilizzazione	1 s
Peso minimo del campione (USP)	200 g
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	82 g
Campo di tara	Fino alla portata massima, per sottrazione
Sistema di calibrazione / regolazione	Regolazione interna automatica InCal™ (semiautomatica)
Divisione di verifica (e)	1 g
INSTALLAZIONE	
Livellamento motorizzato	No

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	LCD retroilluminato a 2 righe con barra di capacità e quattro tasti rapidi
Interfacce di comunicazione	RS232, USB
Unità di misura	g, kg, ct (modello approvato)
Sensori touchless programmabili	No
Gestione utenti e livelli di accesso	ID progetto e ID utente definibili dall'utilizzatore
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	Orologio in tempo reale con dati GLP/GMP

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	Ø 180 mm
Materiale del piatto di pesata	Acciaio inossidabile
Paravento	Assente
Dimensioni esterne (L × P × A)	209 x 321 x 98 mm
Peso netto	3,5 kg
Materiali e struttura	Base in metallo, alloggiamento superiore in plastica, sottopiatto in metallo, piatto in acciaio inossidabile
Porte automatiche del paravento	No
Gancio per pesata da sotto	Sì

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	100–240 (50–60 Hz, 200 mA, 12–18 VA) – adattatore CA incluso, uscita 12 VDC 0,5 A V
Alimentazione a batteria e autonomia	Non disponibile: alimentazione solo da rete tramite adattatore CA

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.



Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it