

Cod. OH 31059151

Bilancia di precisione 2200 g 0,01 g AutoCal - EXR2202M

Bilancia di precisione omologata CE-M classe II per laboratorio, controllo qualità e transazioni commerciali. Presenta portata 2200 g, leggibilità 0,01 g, ripetibilità 0,01 g e tempo di stabilizzazione di 1 s, con piatto in acciaio inox 316 da 178 x 201 mm. Integra AutoCal™ interna, display touch TFT da 7", 2 sensori touchless programmabili e interfacce USB, Ethernet e RS232.



OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA

2.200 g

CALIBRAZIONE AUTOMATICA

AutoCal™ interna automatica


RISOLUZIONE

0,01 g

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L x P x A)

4,9 kg · 229 x 391 x 95 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO		CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ	
Codice prodotto	31059151	Classe di precisione metrologica	Classe II
Modello	EXR2202M	Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	Omologazione CE-M secondo OIML R76 ed EN 45501 (Classe II)
Produttore	OHAUS		
APPLICAZIONI		PERFORMANCE	
Modalità applicative / applicazioni di pesata	Pesata di base, conteggio pezzi, conteggio con controllo, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, totalizzazione, formulazione, pesata differenziale, determinazione della densità, valore di picco (11 modalità)	Portata massima	2200 g
Settori e ambiti di impiego	Laboratorio e controllo qualità; applicazioni regolamentate e transazioni commerciali grazie all'omologazione CE-M	Risoluzione / divisione di lettura (d)	0,01 g
		Ripetibilità (deviazione standard)	0,01 g
		Linearità	0,02 g
		Tempo di stabilizzazione	1 s
		Peso minimo del campione (USP)	14 g
		Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	8,2 g
		Campo di tara	Fino alla portata massima, per sottrazione
		Sistema di calibrazione / regolazione	AutoCal™ interna automatica
		Divisione di verifica (e)	0,1 g
DOTAZIONE		INSTALLAZIONE	
Ionizzatore integrato	No	Livellamento motorizzato	No
Dotazione di serie	Capottina di protezione in uso e adattatore CA inclusi; piatto in acciaio inossidabile, 2 piedini di livellamento con bolla di livellamento digitale, 2 sensori touchless, spie di stato del terminale a 7 colori selezionabili, regolazione interna automatica AutoCal™		

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	Touch screen TFT da 7" a 16,7 milioni di colori con rivestimento in vetro, risoluzione 800 x 480 pixel
Interfacce di comunicazione	2 x USB host (Tipo A), 1 x USB device (Tipo C), 1 x Ethernet RJ45, 1 x RS232; dongle Wi-Fi e Bluetooth opzionali
Unità di misura	g, kg, ct (modello approvato M)
Sensori touchless programmabili	Sì
Gestione utenti e livelli di accesso	Gestione utenti a 4 livelli con registro di sistema interno da 100.000 voci

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	178 x 201 mm
Materiale del piatto di pesata	Acciaio inossidabile 316
Paravento	Assente
Dimensioni esterne (L x P x A)	229 x 391 x 95 mm
Peso netto	4,9 kg
Materiali e struttura	Alloggiamento in metallo con piatto di pesata in acciaio inossidabile 316; 2 piedini di livellamento con bolla di livellamento digitale, 2 sensori touchless e spie di stato del terminale a 7 colori selezionabili
Porte automatiche del paravento	No

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	Adattatore CA — ingresso 100–240 VAC 0,5 A 50–60 Hz; uscita 12 VDC 1,5 A V
-------------------------	--

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.



Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it