Cod. **IK 0002836000**

Mulino da laboratorio multifunzione 3.000–6.500 rpm - MF 10 basic

Mulino da laboratorio inline a taglio e impatto per la macinazione fine di campioni trattabili con ghiaccio secco. Funziona a 3000–6500 rpm con tempo di accensione massimo di 120 min; struttura in acciaio inox e grado di protezione IP 22.



IKA PREMIUM PARTNER

RANGE DI VELOCITÀ
3.000 – 6.500 rpm

CICLO DI LAVORO
120 min · 30 min

RAFFREDDAMENTO CAMPIONE
Sì

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
9.7 kg · 320 x 380 x 300 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0002836000**
Produttore	**IKA**
Modello	**MF 10 basic Microfine grinder drive**
Tipo di processo	**inline**
Principio operativo	**cutting, impact**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 22**

PERFORMANCE E CAPACITÀ OPERATIVE

Range di velocità	**3000–6500 rpm**
Tempo di accensione massimo (ON)	**120 min**
Tempo di spegnimento minimo (OFF)	**30 min**
Camera di macinazione raffreddabile ad acqua	**No**
Raffreddamento campione con ghiaccio secco	**Sì**
Raffreddamento campione con azoto liquido	**No**
Funzione di pesatura	**No**

SPECIFICHE FISICHE E MECCANICHE

Materiale (altro)	**acciaio inox**
Dimensioni (L x A x P)	**320 x 380 x 300 mm**
Peso	**9.7 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Riconoscimento contenitori	**No**
Programmazione a rampa	**No**
Interfaccia USB	**No**
Interfaccia Bluetooth	**No**
Interfaccia RS 232	**No**
Uscita analogica	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza motore assorbita (ingresso)	**1000 W**
Potenza motore erogata (uscita)	**500 W**
Tensione di alimentazione	**230 / 115 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it