Cod. **IK 0002871000**

Testa di macinazione a impatto - MF 10.2 Impact grinding head

Testa di macinazione a impatto inline per materiali fragili e duri fino a 6 Mohs. Camera di macinazione in acciaio inox 1.4308, velocità 3000–6500 rpm, velocità periferica massima 34 m/s e granulometria massima di alimentazione 10 mm; supporta il raffreddamento del campione con ghiaccio secco.



IKA PREMIUM PARTNER

RANGE DI VELOCITÀ
3.000 – 6.500 rpm

GRANULOMETRIA ALIMENTAZIONE
10 mm

DUREZZA CAMPIONE
6 Mohs

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
2.7 kg · 320 x 450 x 300 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0002871000**
Produttore	**IKA**
Modello	**MF 10.2 Impact grinding head**
Tipo di processo	**inline**
Principio operativo	**macinazione a impatto**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 22**

PERFORMANCE E CAPACITÀ OPERATIVE

Range di velocità	**3000–6500 rpm**
Durezza massima del campione	**6 Mohs**
Granulometria massima di alimentazione	**10 mm**
Tempo di accensione massimo (ON)	**120 min**
Tempo di spegnimento minimo (OFF)	**30 min**
Camera di macinazione raffreddabile ad acqua	**No**
Raffreddamento campione con ghiaccio secco	**Sì**
Raffreddamento campione con azoto liquido	**No**
Funzione di pesatura	**No**

SPECIFICHE FISICHE E MECCANICHE

Materiale camera di macinazione	**acciaio inox 1.4308**
Dimensioni (L x A x P)	**320 x 450 x 300 mm**
Peso	**2.7 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 C**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Interfaccia USB	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza motore assorbita (ingresso)	**1000 W**
Potenza motore erogata (uscita)	**500 W**
Tensione di alimentazione	**230 / 115 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it