Cod. **IK 0002900000**

Mulino da laboratorio a impatto e taglio - A 11 basic Analytical

Mulino da laboratorio batch a taglio e impatto per la macinazione di campioni duri e fibrosi in laboratorio. Volume utile massimo 80 ml, velocità fino a 28000 rpm e velocità periferica massima di 53 m/s; consente il raffreddamento del campione con ghiaccio secco o azoto liquido. Camera in acciaio inox e grado di protezione IP 43.



IKA PREMIUM PARTNER

VELOCITÀ
28.000 rpm

VOLUME UTILE MASSIMO
80 ml

GRANULOMETRIA MAX
10 mm

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
1.5 kg · 85 x 240 x 85 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0002900000**
Produttore	**IKA**
Modello	**A 11 basic Analytical**
Tipo di processo	**batch**
Principio operativo	**cutting, impact**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 43**

PERFORMANCE E CAPACITÀ OPERATIVE

Range di velocità	**28000 rpm**
Volume utile massimo	**80 ml**
Durezza massima del campione	**6 Mohs**
Granulometria massima di alimentazione	**10 mm**
Tempo di accensione massimo (ON)	**1 min**
Tempo di spegnimento minimo (OFF)	**10 min**
Camera di macinazione raffreddabile ad acqua	**No**
Raffreddamento campione con ghiaccio secco	**Sì**
Raffreddamento campione con azoto liquido	**Sì**
Funzione di pesatura	**No**

SPECIFICHE FISICHE E MECCANICHE

Materiale camera di macinazione	**acciaio inox 1.4571**
Materiale (altro)	**Camera di macinazione in Tefcel (PTFE rinforzato con fibra di vetro)**
Dimensioni (L x A x P)	**85 x 240 x 85 mm**
Peso	**1.5 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza motore assorbita (ingresso)	**160 W**
Potenza motore erogata (uscita)	**100 W**
Tensione di alimentazione	**220–230 / 100–115 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it