Cod. **IK 0003208000**

Agitatore per micropiastre 2–4 piastre 1100 rpm - MTS 2/4 digital

Agitatore ad asta orbitale per micropiastre, adatto a 2 o 4 micropiastre standard. Offre velocità regolabile da 50 a 1100 rpm, diametro di agitazione 3 mm e funzionamento continuo o con timer da 1 a 99 min. Display velocità a scala e timer LED a 7 segmenti.



IKA PREMIUM PARTNER

RANGE DI VELOCITÀ
0 – 1.100 rpm

PIASTRE COMPATIBILI
2 o 4

AGITAZIONE ORBITALE
orbitale · 3 mm

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
2.7 kg · 185 x 105 x 320 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0003208000**
Produttore	**IKA**
Modello	**MTS 2/4 digital**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 21**

PRESTAZIONI DI AGITAZIONE

Tipo di movimento	**orbitale**
Diametro di agitazione	**3 mm**
Range di velocità	**0–1100 rpm**
Modalità operativa	**timer e funzionamento continuo**

APPLICAZIONI E COMPATIBILITÀ

Compatibile con micropiastre	**Sì**
Numero di micropiastre	**2 o 4**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**185 x 105 x 320 mm**
Peso	**2.7 kg**
Temperatura ambiente ammessa	**5–40 C**
Umidità relativa ammessa	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Timer presente	**Sì**
Interfaccia RS 232	**No**
Uscita analogica	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza assorbita	**45 W**
Tensione di alimentazione	**220–240 / 100–120 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it