Cod. **IK 0003319000**

Agitatore vortex orbitale 0–3000 rpm 0,5 kg - MS 3 digital

Agitatore vortex orbitale IKA MS 3 digital per la miscelazione di piccoli campioni, provette e piastre di microtitolazione. La velocità è regolabile da 0 a 3.000 rpm, con diametro orbitale di 4,5 mm e carico massimo di 0,5 kg; è compatibile con 1 piastra di microtitolazione. Dispone di funzione touch, display a scala, timer e funzionamento continuo, con grado di protezione IP 21.



IKA PREMIUM PARTNER

AMPIEZZA ORBITALE
4.5 mm

CARICO MASSIMO
0.5 kg

RANGE TIMER
0.0167 – 999 min

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
2.9 kg · 148 x 63 x 205 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0003319000**
Produttore	**IKA**
Modello	**MS 3 digital**

ACCESSORI

Accessori compatibili	**MS 3.1 Standard attachment, MS 3.4 Microtiter attachment, MS 3.3 Universal attachment, MS 3.5 PCR plate attachment, MS 1.21 One-hand insert, MS 1.34 Test tube insert, MS 1.31 Test tube insert, MS 1.32 Test tube insert, MS 1.33 Test tube insert**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 21**

PRESTAZIONI DI AGITAZIONE

Tipo di movimento	**orbitale**
Ampiezza di oscillazione (diametro orbitale)	**4.5 mm**
Carico massimo di agitazione (incl. accessorio)	**0.5 kg**
Compatibile con micropiastre	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**148 x 63 x 205 mm**
Peso	**2.9 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**
Materiale scocca	**zinco pressofuso**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Funzione touch	**Sì**
Display velocità	**scala**
Timer	**Sì**
Range impostazione timer	**0.0167–999 min**
Modalità operativa	**Timer e funzionamento continuo**
Interfaccia RS 232	**No**
Uscita analogica	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**20 W**
Potenza motore assorbita	**10 W**
Potenza motore erogata	**8 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it