Cod. **IK 0003340000**

Agitatore vortex orbitale 500–2500 rpm - VORTEX 3

Agitatore vortex orbitale IKA VORTEX 3 con regolazione continua della velocità da 500 a 2500 rpm e ampiezza di oscillazione di 4 mm. È adatto per micropiastre, con capacità massima di agitazione di 0,4 kg e funzione touch, oltre al funzionamento continuo. Scope of delivery: compatibile con accessori VG 3.1, VG 3.2, VG 3.3, VG 3.21, VG 3.30, VG 3.31, VG 3.32, VG 3.33, VG 3.34, VG 3.35, VG 3.36 e VG 3.37.



IKA PREMIUM PARTNER

AMPIEZZA OSCILLAZIONE
4 mm

CARICO MASSIMO
0.4 kg

MOVIMENTO
orbitale

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
4.5 kg · 127 x 136 x 149 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0003340000**
Produttore	**IKA**
Modello	**VORTEX 3**

ACCESSORI

Accessori compatibili	**VG 3.1, VG 3.2, VG 3.3, VG 3.21, VG 3.30, VG 3.31, VG 3.32, VG 3.33, VG 3.34, VG 3.35, VG 3.36, VG 3.37**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 21**

PRESTAZIONI DI AGITAZIONE

Tipo di movimento	**orbitale**
Ampiezza di oscillazione (diametro orbitale)	**4 mm**
Carico massimo di agitazione (incl. accessorio)	**0.4 kg**
Compatibile con micropiastre	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**127 x 136 x 149 mm**
Peso	**4.5 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**
Materiale scocca	**pressofusione in zinco**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Funzione touch	**Sì**
Display velocità	**nessuno**
Timer	**No**
Modalità operativa	**funzionamento continuo**
Controllo velocità	**regolazione continua**
Interfaccia RS 232	**No**
Uscita analogica	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**200–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**60 W**
Potenza motore assorbita	**58 W**
Potenza motore erogata	**10 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it