Cod. **IK 0003581600**

Piastra riscaldante in vetroceramica 50–500°C 250 W - C-MAG HP 4

Piastra riscaldante da laboratorio in vetroceramica con un punto di riscaldamento e piano da 100 x 100 mm. Offre potenza di 250 W, campo di temperatura 50–500 °C, velocità di riscaldamento 2,5 K/min e volume massimo 5 l; il controllo avviene tramite LED e manopola. Sono presenti circuito di sicurezza fisso a 550 °C, indicatore Hot Top e grado di protezione IP 21.



IKA PREMIUM PARTNER

GAMMA DI TEMPERATURA
50 – 500 °C

POTENZA DI RISCALDAMENTO
250 W

VOLUME MASSIMO
5 l

PESO / DIMENSIONI DELLA PIASTRA
3 kg · 100 x 100 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Produttore	**IKA**
Modello	**C-MAG HP 4**
Codice prodotto	**0003581600**

ACCESSORI

Accessori inclusi/compatibili/consigliati	**H 16 V Support rod, LABLIFT m**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 21**
Temperatura circuito di sicurezza fisso	**550 °C**

PRESTAZIONI

Numero di punti di riscaldamento	**1**
Potenza di riscaldamento	**250 W**
Volume massimo	**5 l**

PARAMETRI DI TEMPERATURA

Campo di temperatura di riscaldamento	**50–500 °C**
Temperatura ambiente ammessa	**5–40 °C**

SPECIFICHE FISICHE

Materiale della piastra	**ceramica**
Dimensioni della piastra	**100 x 100 mm**
Dimensioni apparecchio (L x A x P)	**150 x 105 x 260 mm**
Peso	**3 kg**
Umidità relativa ammessa	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Controllo del calore	**LED**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230, 120, 100 V**
Frequenza di rete	**50, 60 Hz**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it