Cod. **IK 0003581800**

Piastra riscaldante in vetroceramica 1000 W 50–500 °C - C-MAG HP 7

Piastra riscaldante da laboratorio in vetroceramica con un punto di riscaldamento e piano da 180 x 180 mm. Dispone di potenza di 1000 W, campo di temperatura 50–500 °C, velocità di riscaldamento 5 K/min e volume massimo 10 l; il controllo è affidato a LED e manopola, con connessione per sensore esterno ETS-D5 e boccola DIN 12878. Completano la dotazione circuito di sicurezza fisso a 550 °C, indicatore Hot Top e grado di protezione IP 21.



IKA PREMIUM PARTNER

CAMPO DI TEMPERATURA
50 – 500 °C

POTENZA RISCALDAMENTO
1.000 W

VOLUME MASSIMO
10 l

PESO / DIMENSIONI DELLA PIASTRA
5 kg · 180 x 180 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Produttore	**IKA**
Modello	**C-MAG HP 7**
Codice prodotto	**0003581800**

ACCESSORI

Accessori inclusi/compatibili/consigliati	**ETS-D5, H 38 Holding rod, H 44 Boss head clamp, ETS-D6, H 16 V Support rod, LABLIFT m**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 21**
Temperatura circuito di sicurezza fisso	**550 °C**

PRESTAZIONI

Numero di punti di riscaldamento	**1**
Potenza di riscaldamento	**1000 W**
Volume massimo	**10 l**

PARAMETRI DI TEMPERATURA

Campo di temperatura di riscaldamento	**50–500 °C**
Temperatura ambiente ammessa	**5–40 °C**

SPECIFICHE FISICHE

Materiale della piastra	**ceramic**
Dimensioni della piastra	**180 x 180 mm**
Dimensioni apparecchio (L x A x P)	**220 x 105 x 330 mm**
Peso	**5 kg**
Umidità relativa ammessa	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Controllo del calore	**LED**
Connessione sensore di temperatura esterno	**ETS-D5**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230, 120, 100 V**
Frequenza di rete	**50, 60 Hz**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it