Cod. **IK 0003692600**

Agitatore magnetico riscaldante 15 posti 0–1000 rpm - RT 15

Agitatore magnetico riscaldante multiposto RT 15 con 15 posizioni di agitazione, distanza tra le posizioni di 90 mm e velocità regolabile da 0 a 1000 rpm in passi da 10 rpm. Indicato per applicazioni di laboratorio con volume massimo di agitazione di 0,4 l per posizione; il riscaldamento è regolabile da temperatura ambiente a 120 °C, con potenza di 580 W e controllo LED. Fornito con piastra in lega di alluminio e circuito di sicurezza regolabile 50–150 °C.



IKA PREMIUM PARTNER

NUMERO POSIZIONI
15

RANGE DI VELOCITÀ
0 – 1.000 rpm

GAMMA DI TEMPERATURA
RT–120 °C

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
10.5 kg · 280 x 60 x 610 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0003692600**
Produttore	**IKA**
Modello	**RT 15**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP 40**

PRESTAZIONI DI AGITAZIONE

Numero di posizioni di agitazione	**15**
Distanza tra le posizioni di agitazione	**90 mm**
Range di velocità	**0–1000 rpm**
Controllo della velocità	**10 RPM Steps**
Lunghezza minima dell'ancoretta magnetica	**25 mm**
Lunghezza massima dell'ancoretta magnetica	**30 mm**
Volume massimo di agitazione per posizione (H_2O)	**0.4 l**

TEMPERATURA E RISCALDAMENTO

Potenza di riscaldamento	**580 W**
Range di temperatura di riscaldamento	**RT–120 °C**

SPECIFICHE FISICHE

Materiale della piastra di lavoro	**Aluminium alloy**
Dimensioni della piastra di lavoro	**270 x 495 mm**
Dimensioni (L x A x P)	**280 x 60 x 610 mm**
Peso	**10.5 kg**
Temperatura ambiente ammessa	**5–40 °C**
Umidità relativa ammessa	**80 %**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 / 115 / 100 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**620 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it