Cod. **IK 0003980000**

Pompa da vuoto a membrana oil-free 1,7 m³/h 8 mbar - MVP 10 basic

Pompa da vuoto a membrana oil-free a 2 stadi per applicazioni di laboratorio con gas e vapori compatibili con PTFE. Dispone di valvola del gas di zavorra, portata massima di 1,7 m³/h, pressione finale di 8 mbar e pressione finale con gas di zavorra di 15 mbar. Il funzionamento avviene con velocità nominale di 1380 rpm, rumorosità di 65 dB(A) e grado di protezione IP 54.



IKA PREMIUM PARTNER

PORTATA MASSIMA
1.7 m³/h

PRESSIONE DI INGRESSO
7 – 1.050 mbar

RUMOROSITÀ
65 dB(A)

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
11.5 kg · 245 x 155 x 320 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**MVP 10 basic**
Codice prodotto	**0003980000**

ACCESSORI

Accessori compatibili	**VCV 1 Vacuum control valve manual, VCV 2 Vacuum control valve digital, VSS 1 Vacuum safety set, VH.SI.8 Vacuum hose**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 54**
Valvola di sfiato	**No**
Trappola del condensato	**No**

PRESTAZIONI

Portata massima (50/60 Hz)	**1.7 m³/h**
Portata massima (50/60 Hz) in l/min	**28.3 l/min**
Numero di cilindri	**2**
Pressione di ingresso	**7–1050 mbar**
Range di velocità	**1380–1680 rpm**
Rumorosità alla pressione minima	**65 dB(A)**

TEMPERATURA

Temperatura ambiente ammessa	**10–40 °C**

SPECIFICHE FISICHE

Diametro connessione lato aspirazione	**10 mm**
Diametro connessione lato pressione	**10 mm**
Materiali a contatto con il mezzo	**PTFE, composti PTFE**
Dimensioni (L x A x P)	**245 x 155 x 320 mm**
Peso	**11.5 kg**
Umidità relativa ammessa	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Sensore di vuoto integrato	**No**
Interfaccia RS 232	**No**
Interfaccia USB	**No**
Uscita analogica	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100–230 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it