
Cod. **IK 0004005000**

# Agitatore overhead a velocità fissa 20 rpm - Trayster basic

Agitatore overhead per la miscelazione di campioni biologici, in particolare campioni di sangue, in tubi Eppendorf e Greiner fino a 50 ml. Funziona a velocità fissa di 20 rpm in modalità continua, con carico massimo di 2 kg inclusi gli accessori ed è compatibile con gli inserti TR 1, TR 2, TR 3 e TR 4. Utilizzabile in incubatori tra 4 e 50 °C.



IKA PREMIUM PARTNER

**VELOCITÀ FISSA**
**20 rpm**

**CARICO MASSIMO**
**2 kg**

**MOVIMENTO OVERHEAD**
**overhead**

**PESO / DIMENSIONI (L X A X P)**
**1.6 kg · 460 x 180 x 140 mm**

## SCHEDA TECNICA

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Produttore | **IKA** |
| Modello | **Trayster basic** |
| Codice prodotto | **0004005000** |
| Tipo di movimento | **overhead** |

### ACCESSORI

| | |
|---|---|
| Accessori compatibili | **TR 1 Tube insert, TR 2 Tube insert, TR 3 Tube insert, TR 4 Tube insert** |

### SICUREZZA E CONFORMITÀ

| | |
|---|---|
| Grado di protezione IP | **IP 21** |

### PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Carico massimo agitabile (incl. accessori) | **2 kg** |
| Velocità minima (regolabile) | **0 rpm** |
| Velocità fissa | **20 rpm** |
| Range di velocità | **20 rpm** |
| Modalità operativa | **continuous operation** |

### SPECIFICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Unità impilabile | **No** |
| Dimensioni (L x A x P) | **460 x 180 x 140 mm** |
| Peso | **1.6 kg** |
| Temperatura ambiente ammissibile | **4–50 °C** |
| Umidità relativa ammissibile | **80 %** |

### INTERFACCIA E CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Display velocità | **none** |
| Timer | **No** |
| Display timer | **none** |
| Funzione touch | **No** |
| Interfaccia USB | **No** |
| Interfaccia RS 232 | **No** |
| Uscita analogica | **No** |

### SPECIFICHE ELETTRICHE

| | |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | **100–240 V** |
| Frequenza di rete | **50/60 Hz** |
| Potenza assorbita | **24 W** |

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

**Scheda prodotto online**

## INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

**sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it**