Cod. **IK 0004010000**

Agitatore a rulli 30 rpm a velocità fissa - ROLLER 6 basic

Agitatori ad asta per la miscelazione delicata di campioni di sangue, sospensioni solido-liquido e campioni viscosi in provette e flaconi cilindrici. Modello a 6 rulli con velocità fissa 30 rpm, funzionamento continuo, rulli rimovibili e sostituibili, unità impilabile e carico massimo di 2 kg. Ideale per l'impiego in incubatori tra 4 e 50 °C.



IKA PREMIUM PARTNER

VELOCITÀ
30 rpm

CARICO MASSIMO
2 kg

AREA DI LAVORO
350 mm

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
4 kg · 240 x 115 x 545 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**ROLLER 6 basic**
Codice prodotto	**0004010000**
Tipo di movimento	**rolling**

ACCESSORI

Accessori compatibili	**Plate SH, AC adapter**

SICUREZZA E CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	**IP 21**

PRESTAZIONI

Carico massimo agitabile (incl. accessori)	**2 kg**
Velocità minima (regolabile)	**0 rpm**
Velocità fissa	**30 rpm**
Range di velocità	**30–30 rpm**
Modalità operativa	**continuous operation**
Angolo di inclinazione rulli (fisso)	**3 °**

SPECIFICHE RULLI (SOLO MODELLI ROLLER)

Diametro rulli	**32 mm**
Lunghezza rulli	**327 mm**
Lunghezza area di lavoro	**350 mm**
Rulli rimovibili e sostituibili	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Unità impilabile	**Sì**
Dimensioni (L x A x P)	**240 x 115 x 545 mm**
Peso	**4 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**4–50 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Display velocità	**none**
Timer	**No**
Display timer	**none**
Funzione touch	**No**
Interfaccia USB	**No**
Interfaccia RS 232	**No**
Uscita analogica	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**24 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it