Cod. **IK 0004011000**

Agitatore a rulli digitale 6 rulli 5–80 rpm - ROLLER 6 digital

Agitatori ad asta per la miscelazione di campioni di sangue, sospensioni solide e liquide e campioni viscosi in provette e bottiglie cilindriche. Modello a 6 rulli con velocità regolabile da 5 a 80 rpm, funzionamento continuo o con timer, display LED a 7 segmenti e regolazione in passi da 1 rpm. Rulli rimovibili e sostituibili, unità impilabile e impiego in incubatori tra 4 e 50 °C.



IKA PREMIUM PARTNER

RANGE DI VELOCITÀ
5 – 80 rpm

INTERVALLO TIMER
1 s · 5.999 min

LUNGHEZZA AREA LAVORO
350 mm

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
4 kg · 240 x 115 x 545 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**ROLLER 6 digital**
Codice prodotto	**0004011000**
Tipo di movimento	**rolling**

SICUREZZA E CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	**IP 21**

PRESTAZIONI

Velocità minima (regolabile)	**5 rpm**
Range di velocità	**5–80 rpm**
Modalità operativa	**timer and continuous operation**
Angolo di inclinazione rulli (fisso)	**3 °**

SPECIFICHE RULLI (SOLO MODELLI ROLLER)

Diametro rulli	**32 mm**
Lunghezza rulli	**327 mm**
Lunghezza area di lavoro	**350 mm**
Rulli rimovibili e sostituibili	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Unità impilabile	**Sì**
Piattaforma di agitazione impilabile	**No**
Dimensioni (L x A x P)	**240 x 115 x 545 mm**
Peso	**4 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**4–50 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Display velocità	**7 segment LED**
Timer	**Sì**
Display timer	**7 segment LED**
Impostazione tempo minima	**1 s**
Impostazione tempo massima	**5999 min**
Funzione touch	**No**
Interfaccia USB	**No**
Interfaccia RS 232	**No**
Uscita analogica	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**24 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it