Cod. **IK 0004013000**

Agitatore a rulli digitale 10 rulli 5–80 rpm - ROLLER 10 digital

Agitatore a rulli per la miscelazione di campioni di sangue, sospensioni e campioni viscosi in provette e bottiglie cilindriche standard. Lavora in modalità continua o con timer, con 10 rulli rimovibili, velocità regolabile da 5 a 80 rpm e controllo a passi di 1 rpm; angolo di inclinazione dei rulli di 3° e corsa massima di 16 mm. Display velocità e timer a LED a 7 segmenti, unità impilabile; utilizzabile in incubatori tra 4 e 50 °C.



IKA PREMIUM PARTNER

RANGE DI VELOCITÀ
5 – 80 rpm

INTERVALLO TIMER
1 s · 5.999 min

AREA DI LAVORO
350 mm

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
6 kg · 380 x 115 x 545 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**ROLLER 10 digital**
Codice prodotto	**0004013000**
Tipo di movimento	**rolling**

SICUREZZA E CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	**IP 21**

PRESTAZIONI

Velocità minima (regolabile)	**5 rpm**
Range di velocità	**5–80 rpm**
Modalità operativa	**timer and continuous operation**
Angolo di inclinazione rulli (fisso)	**3 °**

SPECIFICHE RULLI (SOLO MODELLI ROLLER)

Diametro rulli	**32 mm**
Lunghezza rulli	**327 mm**
Lunghezza area di lavoro	**350 mm**
Rulli rimovibili e sostituibili	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Unità impilabile	**Sì**
Dimensioni (L x A x P)	**380 x 115 x 545 mm**
Peso	**6 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**4–50 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Display velocità	**7 segment LED**
Timer	**Sì**
Display timer	**7 segment LED**
Impostazione tempo minima	**1 s**
Impostazione tempo massima	**5999 min**
Funzione touch	**No**
Interfaccia USB	**No**
Interfaccia RS 232	**No**
Uscita analogica	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**24 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it