Cod. **IK 0004214000**

Agitatore verticale ad asta 150 l 100.000 mPas - EUROSTAR 400 digital

Agitatore ad asta da laboratorio per miscelazione fino a 150 l (H2O) e viscosità fino a 100.000 mPas. Motore brushless DC con velocità 6–2000 rpm, coppia massima 400 Ncm, potenza massima all'albero 167 W e display LED a 7 segmenti; albero cavo passante con mandrino da 0,5 a 10 mm e protezione da sovraccarico. Campi di applicazione: agitazione e miscelazione in laboratorio.



IKA PREMIUM PARTNER

VISCOSITÀ MASSIMA
100.000 mPas

VOLUME MASSIMO
150 l

RANGE VELOCITÀ
6 – 2.000 rpm

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
7.8 kg · 114 x 300 x 245 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**EUROSTAR 400 digital**
Codice Prodotto	**0004214000**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 42**

PRESTAZIONI

Quantità massima di agitazione (H2O)	**150 l**
Viscosità massima	**100000 mPas**
Coppia massima albero	**400 Ncm**
Range velocità	**6–2000 rpm**
Coppia nominale	**4 Nm**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**114 x 300 x 245 mm**
Peso	**7.8 kg**
Temperatura ambiente ammessa	**5–40 C**
Umidità relativa ammessa	**80 %**
Range diametro mandrino	**0.5–10 mm**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo display velocità	**7 segment LED**
Controllo velocità	**stepless**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza motore assorbita	**226 W**
Tensione di alimentazione	**100–230 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza motore erogata	**176 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it