Cod. **IK 0009015900**

Agitatore magnetico riscaldante 10 L 1500 rpm - C-MAG HS 7 Package

Agitatore magnetico riscaldante con piastra in ceramica, adatto a volumi fino a 10 l di H2O. Il kit comprende C-MAG HS 7, sensore ETS-D5, asta di supporto H 16 V, supporto H 38 e morsetto H 44; la velocità varia da 100 a 1500 rpm e il riscaldamento da 50 a 500 °C con potenza di 1000 W. Campo di applicazione: laboratorio.

IKA PREMIUM PARTNER



RANGE DI VELOCITÀ
100 – 1.500 rpm

VOLUME MASSIMO
10 l

VELOCITÀ DI RISCALDAMENTO
5 K/min

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
5 kg · 220 x 105 x 330 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0009015900**

ACCESSORI E COMPONENTI INCLUSI

Accessori compatibili	**BC 1000 Beaker cap, LABLIFT m, ETS-D5, H 38 Holding rod, H 44 Boss head clamp, ETS-D6, RS 1 Set of magnetic stirring bars, HG 600 Heating jacket, HG 1000 Heating jacket, RSE Stirring bar remover, H 16 V Support rod**
Componenti inclusi (soluzione/kit)	**C-MAG HS 7, ETS-D5, H 16 V Support rod, H 38 Holding rod, H 44 Boss head clamp**
Sensore incluso	**ETS-D5**

SICUREZZA

Grado di protezione IP (DIN EN 60529)	**IP 21**

PRESTAZIONI

Numero di posizioni di agitazione	**1**
Range di velocità	**100–1500 rpm**
Lunghezza ancoretta magnetica	**80 mm**
Volume / quantità massima di agitazione (H2O)	**10 l**
Potenza resa del motore	**1.5 W**
Senso di rotazione	**left**

TEMPERATURA E RISCALDAMENTO

Velocità di riscaldamento	**5 K/min**

SPECIFICHE FISICHE

Materiale della piastra	**ceramic**
Dimensioni della piastra	**180 x 180 mm**
Dimensioni (L x A x P)	**220 x 105 x 330 mm**
Peso	**5 kg**
Temperatura ambiente ammessa	**5–40 C**
Umidità relativa ammessa	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo di display	**LED**
Connessione per sensore di temperatura esterno	**ETS-D5**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 / 120 / 100 V**
Frequenza	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**1020 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it