Cod. **IK 0010006363**

Condensatore a ghiaccio secco per - RV 3 Dry Ice Condenser

Condensatore a ghiaccio secco per evaporatore rotante, destinato a distillazione e evaporazione di solventi a basso punto di ebollizione in laboratorio. Funziona nel range 20–300 rpm con motore DC e bagno riscaldante da 20 a 99 °C, fino a 4 l. Sollevamento manuale con corsa di 150 mm, alimentazione 100–240 V, potenza assorbita 1400 W e protezione IP 20.



IKA PREMIUM PARTNER

SUPERFICIE RAFFREDDAMENTO
1.500 cm²

TIPO RAFFREDDAMENTO
ghiaccio secco

CORSA SOLLEVAMENTO
150 mm

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
28.3 kg · 440 x 530 x 330 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Produttore	**IKA**
Modello	**RV 3 Dry Ice Condenser**
Codice prodotto	**0010006363**
Tipo di condensatore	**ghiaccio secco**
Pompa del vuoto inclusa	**No**
Contenuto della fornitura	**RV 3 FLEX RV 10.4 Dry Ice Condenser RV 10.84 Evaporation flask (NS 29/32, 1.000 ml) RV 10.102 Receiving flask (KS 35/20, 500 ml)**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP 20**

CONDENSATORE E RAFFREDDAMENTO

Tipo di raffreddamento (condensatore)	**ghiaccio secco**
Superficie di raffreddamento condensatore	**1500 cm²**

POST-VENDITA

Garanzia	**24 mesi + 3 anni previa registrazione gratuita dello strumento su sito IKA**

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO

Tipo di sollevamento	**manuale**
Corsa di sollevamento	**150 mm**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**440 x 530 x 330 mm**
Peso	**28.3 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

BAGNO DI RISCALDAMENTO

Range di temperatura del bagno riscaldante	**20–99 °C**
Volume di riempimento massimo del bagno	**4 l**
Capacità pallone di evaporazione	**Max. 3L**

PRESTAZIONI DI ROTAZIONE

Range di velocità di rotazione	**20–300 rpm**
Principio del motore	**DC**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**1400 W**
Potenza di riscaldamento	**1400 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it