Cod. **IK 0010006365**

Condensatore a ghiaccio secco per - RV 10.4 Dry Ice Condenser

Condensatore a ghiaccio secco per evaporatori rotanti della serie RV 10 digital, per distillazione di solventi volatili in laboratorio chimico. Compatibile con RV 10 digital V e RV 10 digital FLEX; velocità 5–280 rpm, superficie di raffreddamento 620 cm² e bagno riscaldante da RT a 180 °C. Scope of delivery: condensatore a ghiaccio secco con tubo di ingresso in PTFE.



IKA PREMIUM PARTNER

RAFFREDDAMENTO
Ghiaccio secco · 620 cm²

TEMPERATURA BAGNO
RT–180 °C

VELOCITÀ ROTAZIONE
5 – 280 rpm

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
20 kg · 500 x 430 x 440 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Produttore	**IKA**
Modello	**RV 10 digital Dry Ice Condenser**
Codice prodotto	**0010006365**
Tipo di condensatore	**Ghiaccio secco (Dry Ice)**
Pompa del vuoto inclusa	**inclusa**
Contenuto della fornitura	**Condensatore a ghiaccio secco con tubo di ingresso in PTFE**
Compatibilità vetreria	**Serie RV 10 digital (RV 10 digital V, RV 10 digital FLEX)**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP 20**

CONDENSATORE E RAFFREDDAMENTO

Tipo di raffreddamento (condensatore)	**Ghiaccio secco**
Superficie di raffreddamento condensatore	**620 cm²**

POST-VENDITA

Garanzia	**24 mesi + 3 anni previa registrazione gratuita dello strumento su sito IKA**

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO

Tipo di sollevamento	**motorizzato**
Corsa di sollevamento	**140 mm**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**500 x 430 x 440 mm**
Peso	**20 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

BAGNO DI RISCALDAMENTO

Range di temperatura del bagno riscaldante	**RT–180 °C**
Volume di riempimento massimo del bagno	**3 l**
Capacità pallone di evaporazione	**Max. 3L**

PRESTAZIONI DI ROTAZIONE

Range di velocità di rotazione	**5–280 rpm**
Principio del motore	**DC**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**1400 W**
Potenza di riscaldamento	**1300 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it