Cod. **IK 0010007086**

Mulino da laboratorio 3000–20000 rpm - MultiDrive control BT Package

Mulino da laboratorio batch per taglio, impatto, miscelazione e dispersione di campioni duri, morbidi e fibrosi. Il pacchetto include tubo monouso BT 250 autoclavabile, battitore/cutter in acciaio inox e camera di macinazione raffreddabile ad acqua; velocità 3000–20000 rpm e funzione di pesatura 5–4000 g. Display TFT, lettore RFID, USB e Bluetooth, con riconoscimento contenitori, programmazione a rampa e monitoraggio del tempo di mantenimento.



IKA PREMIUM PARTNER

VELOCITÀ
3.000 – 20.000 rpm

POTENZA MOTORE
800 W

RAFFREDDAMENTO CAMERA
Sì

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
8.5 kg · 300 x 350 x 250 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0010007086**
Produttore	**IKA**
Modello	**MultiDrive control BT Package**
Tipo di processo	**batch**
Principio operativo	**taglio, impatto, miscelazione, dispersione**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 31**

PERFORMANCE E CAPACITÀ OPERATIVE

Range di velocità	**3000–20000 rpm**
Tempo di accensione massimo (ON)	**5 min**
Tempo di spegnimento minimo (OFF)	**10 min**
Camera di macinazione raffreddabile ad acqua	**Sì**
Funzione di pesatura	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE E MECCANICHE

Materiale (altro)	**plastica (tubo monouso BT 250 autoclavabile)**
Dimensioni (L x A x P)	**300 x 350 x 250 mm**
Peso	**8.5 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Tipo di display	**TFT**
Riconoscimento contenitori	**Sì**
Programmazione a rampa	**Sì**
Interfaccia USB	**Sì**
Interfaccia Bluetooth	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza motore assorbita (ingresso)	**1000 W**
Potenza motore erogata (uscita)	**800 W**
Tensione di alimentazione	**220–240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it