Cod. **IK 0010013008**

# Frantumatore monouso - UTTD control Tissue Solution

Frantumatore monouso rotor-stator per l'omogenizzazione di tessuti, cartilagine e campioni ossei, adatto ad analisi microbiologica e di biologia molecolare. Il sistema sterile include ULTRA-TURRAX Tube Drive P control e tubi DT-20 da 20 ml; opera nel campo 400–8000 rpm con volume utile massimo di 20 ml. Dispone di display OLED, interfaccia USB-B e protezione IP20.




**IKA** PREMIUM PARTNER

**CAMPO DI VELOCITÀ**
**400 – 8.000 rpm**

**VOLUME UTILE MASSIMO**
**20 ml**

**POTENZA MOTORE**
**28 W**

**PESO / DIMENSIONI (L X A X P)**
**1.3 kg · 122 x 54 x 178 mm**

## SCHEDA TECNICA

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | **0010013008** |
| Produttore | **IKA** |
| Modello | **UTTD control Tissue Solution** |
| Tipo di processo | **Frantumazione monouso** |
| Principio operativo | **Rotor-stator** |

### ACCESSORI E CONTENUTO CONFEZIONE

| | |
|---|---|
| Contenuto della confezione | **ULTRA-TURRAX Tube Drive P control, DT-20 Dispersing tube 20 ml (25 pcs.)** |

### SICUREZZA

| | |
|---|---|
| Grado di protezione IP | **IP 20** |
| Sterile | **Sì** |

### PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Campo di velocità | **400–8000 rpm** |
| Volume utile massimo | **20 ml** |
| Volume tubo | **20 ml** |

### APPLICAZIONI

| | |
|---|---|
| Aree di applicazione | **Omogenizzazione di tessuti, cartilagine e campioni ossei, analisi microbiologica, analisi di biologia molecolare** |

### SPECIFICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Dimensioni (L x A x P) | **122 x 54 x 178 mm** |
| Peso | **1.3 kg** |

### INTERFACCIA E CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Interfaccia USB | **USB-B** |

### SPECIFICHE ELETTRICHE

| | |
|---|---|
| Potenza nominale ingresso motore | **36 W** |
| Potenza nominale uscita motore | **28 W** |
| Tensione di alimentazione | **100–240 V** |

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

**Scheda prodotto online**

## INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

**sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it**