Cod. **IK 0010013296**

Omogeneizzatore monouso - UTTD control Life Science Solution

Omogeneizzatore monouso batch per life science e applicazioni biologiche, per l'omogeneizzazione di tessuti, cartilagini e ossa. Il sistema include ULTRA-TURRAX Tube Drive P control e 25 tubi monouso DT-20 da 20 ml; opera fino a 8000 rpm con deviazione 3% e volume utile massimo di 20 ml. Dispone di display OLED, timer, regolazione a 10 rpm, rotazione reversibile e interfaccia USB-B.



IKA PREMIUM PARTNER

CAMPO DI VELOCITÀ
400 – 8.000 rpm

VOLUME UTILE MASSIMO
20 ml

VISCOSITÀ MASSIMA
5.000 mPas

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
1.3 kg · 122 x 54 x 178 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0010013296**
Produttore	**IKA**
Modello	**UTTD control Life Science Solution**
Tipo di processo	**batch**

ACCESSORI E CONTENUTO CONFEZIONE

Contenuto della confezione	**ULTRA-TURRAX Tube Drive P control, DT-20 Dispersing tube 20 ml (25 pcs.)**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP 20**
Sterile	**Sì**

PRESTAZIONI

Campo di velocità	**400–8000 rpm**
Viscosità massima	**5000 mPas**
Volume utile massimo	**20 ml**
Volume tubo	**20 ml**

APPLICAZIONI

Aree di applicazione	**Life science, applicazioni biologiche, omogenizzazione di tessuti, cartilagini e ossa**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**122 x 54 x 178 mm**
Peso	**1.3 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**
Rumorosità senza elemento	**50 dB(A)**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Timer	**Sì**
Interfaccia USB	**USB-B**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza nominale ingresso motore	**36 W**
Potenza nominale uscita motore	**28 W**
Tensione di alimentazione	**100–240 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it