Cod. **IK 0010013297**

Kit frantumazione monouso per farmaci - UTTD control Pharma Solution

Kit batch per omogeneizzazione/dissoluzione con disco rotante in contenitore monouso, per industria farmaceutica, preparazione campioni secondo USP 905 e PhEur 2.9.40, triturazione e dissoluzione di compresse e capsule. Comprende ULTRA-TURRAX Tube Drive P control e 10 tubi di dissoluzione DIS-300-S-M da 300 ml con membrana perforabile; velocità 400–8000 rpm, controllo a 10 step, display OLED, timer, USB-B e rotazione reversibile.



IKA PREMIUM PARTNER

CAMPO DI VELOCITÀ
400 – 8.000 rpm

VOLUME UTILE MASSIMO
300 ml

VISCOSITÀ MASSIMA
5.000 mPas

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
1.3 kg · 122 x 54 x 178 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0010013297**
Produttore	**IKA**
Modello	**UTTD control Pharma Solution**
Tipo di processo	**lote**
Principio operativo	**omogenizzazione/dissoluzione con disco rotante in contenitore monouso**

ACCESSORI E CONTENUTO CONFEZIONE

Contenuto della confezione	**ULTRA-TURRAX Tube Drive P control, DIS-300-S-M.10 Tubo di dissoluzione 300 ml 10 unità**

SICUREZZA

Grado di protezione IP	**IP 20**
Sterile	**No**

PRESTAZIONI

Campo di velocità	**400–8000 rpm**
Viscosità massima	**5000 mPas**
Volume utile massimo	**300 ml**
Volume tubo	**300 ml**

APPLICAZIONI

Aree di applicazione	**industria farmaceutica, preparazione campioni per farmacopea (USP 905, PhEur 2.9.40), trituración e dissoluzione di comprimidos e capsule**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**122 x 54 x 178 mm**
Peso	**1.3 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**
Rumorosità senza elemento	**50 dB(A)**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Controllo velocità	**10 step di velocità (RPM)**
Timer	**Sì**
Interfaccia USB	**USB-B**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza nominale ingresso motore	**36 W**
Potenza nominale uscita motore	**28 W**
Tensione di alimentazione	**100–240 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it