Cod. **IK 0010015684**

Dispersore ULTRA-TURRAX a batteria 30.000 rpm - T 10 battery

Dispersore ad asta portatile a batteria per processi batch su campioni da 0,5 a 100 ml (H2O) e viscosità fino a 200 mPas. Il motore Brushless DC offre un intervallo di velocità di 8.000–30.000 rpm, regolazione continua, display LCD e timer integrato; alimentazione 15 V con interfaccia USB-C. Fornito con T 10 battery e utensile di dispersione S 10 N - 5 G.



IKA PREMIUM PARTNER

VELOCITÀ
8.000 – 30.000 rpm

VISCOSITÀ MASSIMA
200 mPas

VOLUME
0.0005 l · 0.1 l

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
0.5 kg · 53 x 239 x 70 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0010015684**
Produttore	**IKA**
Modello	**T 10 battery Portable Solution**
Tipo di processo	**batch**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP	**IP 30**

PRESTAZIONI

Range di velocità	**8000–30000 rpm**
Viscosità massima	**200 mPas**
Volume minimo	**0.0005 l**
Volume massimo	**0.1 l**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (L x A x P)	**53 x 239 x 70 mm**
Peso	**0.5 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Regolazione velocità	**stepless**
Display velocità	**LCD**
Timer	**Sì**
Interfaccia USB	**USB-C**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Potenza nominale motore (ingresso)	**30 W**
Potenza nominale motore (uscita)	**25 W**
Tensione di alimentazione	**15 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it