Cod. **IK 0020004631**

Agitatore magnetico non riscaldante 5 L 10–1500 rpm - KMO 3 basic

Agitatore magnetico non riscaldante con piastra in vetro, per agitazione fino a 5 L (H_2O) e portata massima di 10 kg. La velocità si imposta tramite touch key da 10 a 1500 rpm, con inversione automatica della rotazione, piastra illuminata e interfaccia USB. Campo di applicazione: laboratorio. Fornitura: agitatore magnetico; accessori compatibili: KMO 3 basic, IKAFLON® 30 Magnetic stirring bar, IKAFLON® 40 Magnetic stirring bar, USB A-B Cable.



IKA PREMIUM PARTNER

RANGE DI VELOCITÀ
10 – 1.500 rpm

CAPACITÀ MASSIMA
5 l

POTENZA MOTORE
9 W

PESO / DIMENSIONI PIASTRA DI APPOGGIO
1.2 kg · 140 x 120 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0020004631**
Produttore	**IKA**
Modello	**KMO 3 basic**

ACCESSORI

Accessori compatibili	**KMO 3 basic, IKAFLON® 30 Magnetic stirring bar, IKAFLON® 40 Magnetic stirring bar, USB A-B Cable**

SICUREZZA E PROTEZIONE

Grado di protezione IP (DIN EN 60529)	**IP 42**

PRESTAZIONI DI AGITAZIONE

Numero di posizioni di agitazione	**1**
Quantità massima di agitazione per posizione (H_2O)	**5 l**
Potenza nominale motore	**9 W**
Direzione di rotazione	**right / left**
Range di velocità	**10–1500 rpm**
Lunghezza massima ancoretta magnetica	**20–80 mm**
Piastra di appoggio illuminata	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE E COSTRUTTIVE

Materiale piastra di appoggio	**glass**
Dimensioni piastra di appoggio	**140 x 120 mm**
Dimensioni apparecchio (L x A x P)	**153 x 62.5 x 227 mm**
Peso	**1.2 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 °C**
Umidità relativa ammissibile	**80 %**

INTERFACCIA E CONTROLLO

Display velocità (valore impostato)	**LED**
Controllo velocità	**Touch key**
Interfaccia USB	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**100-240 V**
Frequenza di rete	**50/60 Hz**
Potenza assorbita	**13 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it