Cod. **IK 0020017366**

Software da laboratorio automazione e controllo - Labworldsoft 6 Pro

Software da laboratorio IKA edizione Pro, con licenza legata al PC per Windows 7, 8.1 e 10 a 32 e 64 bit, conforme a GLP e ISO 9000. Consente automazione e controllo di processi su un numero illimitato di dispositivi, con libreria di 700 strumenti di 40 produttori e supporto alle interfacce RS232, USB, Bluetooth, LAN e WiFi. Include export .csv, .xlsx e ASCII e gestione utenti avanzata integrata.



IKA PREMIUM PARTNER

DISPOSITIVI CONTROLLABILI
illimitato

DISPOSITIVI IN LIBRERIA
700

INTERFACCE SUPPORTATE
RS232, USB, Bluetooth, LAN, WiFi

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**Labworldsoft 6 Pro**
Codice prodotto	**0020017366**
Tipo di prodotto	**Software da laboratorio**
Tipo di licenza / edizione	**Pro**

SICUREZZA E GESTIONE ACCESSI

Gestione utenti avanzata integrata	**Sì**

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Conformità GLP / ISO 9000	**GLP, ISO 9000**

PRESTAZIONI E CAPACITÀ

Numero massimo di dispositivi controllabili	**illimitato**
Numero di dispositivi nella libreria	**700**
Numero di produttori supportati	**40**
Parametri fisici misurabili	**coppia, temperatura, velocità, pH, conducibilità, peso, portata**

SUPPORTO E POST-VENDITA

Periodo di prova gratuita	**30 giorni**
Durata aggiornamenti software inclusi nella licenza	**1 anni**

REQUISITI DI SISTEMA

Sistema operativo richiesto / compatibile	**Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (32-bit e 64-bit)**
Processore minimo richiesto	**Intel Core i5, >= 2.6 GHz, >= 2 core**
RAM minima richiesta	**8 GB**
Spazio libero su disco minimo richiesto	**10 GB**

INTERFACCE E CONNETTIVITÀ

Interfacce di comunicazione supportate	**RS232, USB, Bluetooth, LAN, WiFi**
Numero minimo porte USB richieste	**4**
Numero porte USB consigliate	**6**
Formati di esportazione dati supportati	**.csv, .xlsx, ASCII**
Supporto Labworldsoft Server / archiviazione centralizzata	**Sì**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it