Cod. **IK 0020022141**

Software calibrazione pipette - IPCS Pipette Calibration

Software da laboratorio per la calibrazione delle pipette, conforme a GLP, GMP e GCLP. È compatibile con Windows XP, Vista, 7, 8, 10 e 11 e rileva automaticamente temperatura, umidità relativa e pressione atmosferica, oltre alla massa acquisita dalla bilancia analitica. Licenza unica a pagamento, con versione di prova gratuita di 30 giorni.



IKA PREMIUM PARTNER

TIPO DI PRODOTTO
Software da laboratorio cgfgh

CONFORMITÀ GLP/ISO
GLP, GMP, GCLP

PROVA GRATUITA
30 giorni

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**IPCS Pipette Calibration**
Codice prodotto	**0020022141**
Tipo di prodotto	**Software da laboratorio cgfgh**
Tipo di licenza / edizione	**Edizione unica a pagamento (nessuna variante di edizione), con versione di prova gratuita di 30 giorni**

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Conformità GLP / ISO 9000	**GLP, GMP, GCLP**

PRESTAZIONI E CAPACITÀ

Parametri fisici misurabili	**Temperatura, umidità relativa, pressione atmosferica (rilevate e trasmesse automaticamente); massa acquisita dalla bilancia analitica**

SUPPORTO E POST-VENDITA

Periodo di prova gratuita	**30 giorni**

REQUISITI DI SISTEMA

Sistema operativo richiesto / compatibile	**Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it