Cod. **IK 0020027186**

Tubo per macinazione a sfere monouso sterile IVD - BMT-20-S-IVD.50

Tubo monouso sterile per macinazione a sfere, con etichetta IVD, per medicina umana, diagnostica delle malattie infettive, analisi microbiologica e biologica molecolare di campioni di pazienti. Il contenuto della confezione comprende tubo in acciaio inox, 10 sfere in acciaio inox da 5 mm, 5 ml di soluzione salina 0,85% e tappo a vite con membrana perforabile; volume tubo 20 ml e velocità 3000 rpm.



IKA PREMIUM PARTNER

VOLUME UTILE MASSIMO
15 ml

CAMPO DI VELOCITÀ
3.000 rpm

STERILE
Sì

PESO
0.594 kg

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0020027186**
Produttore	**IKA**
Modello	**BMT-20-S-IVD.50**
Tipo di processo	**macinazione a secco, macerazione cellulare, macinazione a umido**
Principio operativo	**macinazione a sfere**

ACCESSORI E CONTENUTO CONFEZIONE

Contenuto della confezione	**tubo in acciaio inox, 10 sfere in acciaio inox (5 mm), 5 ml soluzione salina 0,85%, tappo a vite con membrana perforabile — confezione da 50 pz sterile doppia**

SICUREZZA

Sterile	**Sì**

PRESTAZIONI

Campo di velocità	**3000 rpm**
Volume utile massimo	**15 ml**
Volume tubo	**20 ml**

APPLICAZIONI

Aree di applicazione	**medicina umana, diagnostica delle malattie infettive, analisi microbiologica e biologica molecolare di campioni di pazienti, IVD**

SPECIFICHE FISICHE

Peso	**0.594 kg**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it