Cod. **IK 0020100787**

Reattore da laboratorio per alta - LR-5.ST the High Performer

Reattore da laboratorio IKA LR-5.ST the High Performer per la miscelazione e la riproduzione di reazioni chimiche su scala da 2000 a 5000 ml. Indicato per campioni fino a 100000 mPa·s, opera fino a 230 °C e raggiunge il vuoto di 25 mbar. Offre velocità di agitazione 8–290 rpm e coppia nominale/massima all'albero di agitazione di 660 Ncm. Materiali a contatto con il mezzo in vetro borosilicato, FFPM, PTFE e acciaio 1.4571.



IKA PREMIUM PARTNER

VOLUME UTILE MASSIMO
5.000 ml

VISCOSITÀ MASSIMA
100.000 mPa·s

COPPIA NOMINALE
660 Ncm

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
26 kg · 460 x 1320 x 430 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**LR-5.ST the High Performer**
Codice prodotto	**0020100787**

ACCESSORI

Accessori compatibili	**LR 5000.10 Anchor stirrer with PEEK scrapers, LR 5000.11 Anchor stirrer, LR 5000.12 Propeller stirrer, LR 5000.20 Flow breaker, LR 5000.40 Shaft receptacle, LR 5000.65 Receptacle for pH electrode**

PRESTAZIONI

Volume utile minimo	**2000 ml**
Volume utile massimo	**5000 ml**
Viscosità massima	**100000 mPa·s**
Range di velocità	**8–290 rpm**
Coppia nominale / massima all'albero di agitazione	**660 Ncm**
Vuoto raggiungibile	**25 mbar**

TEMPERATURA

Temperatura di lavoro massima	**230 °C**
Temperatura di lavoro minima	**Room temp. °C**

SPECIFICHE FISICHE E MECCANICHE

Dimensioni (L x A x P)	**460 x 1320 x 430 mm**
Peso	**26 kg**
Materiali a contatto con il mezzo	**borosilicate glass, FFPM, PTFE, steel 1.4571**
Aperture del vaso reattore	**3/NS 29/32 2/NS 14/23**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it