Cod. **IK 0020101872**

Software da laboratorio per viscosimetria - Labworldsoft 6 Visc

Software da laboratorio IKA edizione Visc, con licenza legata al PC per Windows 10 May 2019 Update 64-bit o successivo e Windows 11 64-bit, conforme a GLP, ISO 9000 e FDA 21 CFR Part 11. È dedicato all'automazione dei processi di misura della viscosità con ROTAVISC, STARVISC 200-2.5 control e LR-2.ST Starvisc 200, oltre a termostati e misuratori di pH. Include supporto Labworldsoft Server, audit trail e firma elettronica.



IKA PREMIUM PARTNER

DISPOSITIVI IN LIBRERIA
700

PRODUTTORI SUPPORTATI
40

INTERFACCE DI COMUNICAZIONE
RS232, USB, Bluetooth, LAN/WiFi

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**Labworldsoft 6 Visc**
Codice prodotto	**0020101872**
Tipo di prodotto	**Software da laboratorio**
Tipo di licenza / edizione	**Visc**

SICUREZZA E GESTIONE ACCESSI

Gestione utenti avanzata integrata	**Sì**

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Conformità GLP / ISO 9000	**GLP, ISO 9000**
Conformità FDA 21 CFR Part 11	**Sì**

PRESTAZIONI E CAPACITÀ

Numero di dispositivi nella libreria	**700**
Numero di produttori supportati	**40**
Parametri fisici misurabili	**coppia, temperatura, velocità, pH, conducibilità, peso, portata**

SUPPORTO E POST-VENDITA

Periodo di prova gratuita	**30 giorni**
Durata aggiornamenti software inclusi nella licenza	**1 anni**

REQUISITI DI SISTEMA

Sistema operativo richiesto / compatibile	**Windows 10 May 2019 Update (version 1903) 64-bit o successivo, Windows 11 64-bit**
Processore minimo richiesto	**Intel Core i5, minimo 2,6 GHz, minimo 2 core**
RAM minima richiesta	**8 GB**
Spazio libero su disco minimo richiesto	**10 GB**

INTERFACCE E CONNETTIVITÀ

Interfacce di comunicazione supportate	**RS232, USB, Bluetooth, LAN/WiFi**
Numero minimo porte USB richieste	**4**
Numero porte USB consigliate	**6**
Formati di esportazione dati supportati	**.csv, .xlsx, ASCII (Labworldsoft 5 Data Format)**
Supporto Labworldsoft Server / archiviazione centralizzata	**Sì**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it