Cod. **IK 0020103143**

Tubo di macinazione monouso sterile IVD 20 ml - BMT-20-S-IVD1.50

Tubo monouso sterile per frantumazione monouso e macinazione a sfere, con etichetta IVD e conformità FDA, per macinazione a secco, macerazione cellulare, macinazione a umido, diagnostica in vitro, microbiologia e biologia molecolare. Fornito con 10 sfere in acciaio inox da 5 mm, 5 ml di soluzione NaCl 0,90% e unità di agitazione PEEK; volume tubo 20 ml, volume di lavoro 5–15 ml e velocità massima di macinazione 3000 rpm.



IKA PREMIUM PARTNER

CAMPO DI VELOCITÀ
300 – 6.000 rpm

VOLUME UTILE MASSIMO
15 ml

TEMPO DI LAVORO CONTINUO
1 min

PESO
1.73 kg

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0020103143**
Produttore	**IKA**
Modello	**BMT-20-S-IVD1.50**
Tipo di processo	**Frantumazione monouso**
Principio operativo	**Macinazione a sfere (ball milling)**

ACCESSORI E CONTENUTO CONFEZIONE

Contenuto della confezione	**Tubo BMT-20-S-IVD1.50, 10 sfere in acciaio inox da 5 mm, 5 mL soluzione NaCl 0,90%, unità di agitazione (gyrate stick PEEK)**

SICUREZZA

Sterile	**Sì**

CONFORMITÀ NORMATIVA

Etichetta IVD	**Sì**
Norma dispositivo medico	**98/79/EG; ISO 13485:2016**

PRESTAZIONI

Campo di velocità	**300–6000 rpm**
Volume utile massimo	**15 ml**
Tempo massimo di lavoro continuo	**1 min**
Volume tubo	**20 ml**
Operazione a secco	**Sì**

APPLICAZIONI

Aree di applicazione	**Macinazione a secco, macerazione cellulare, macinazione a umido, diagnostica in vitro, microbiologia, biologia molecolare**

SPECIFICHE FISICHE

Peso	**1.73 kg**
Temperatura ambiente ammissibile	**5–40 C**
Diametro tubo	**29 mm**
Materiale membrana	**PP**
Materiale contenitore e tappo	**PP**
Materiale elemento di agitazione	**PEEK**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it