Cod. **IK 0020113433**

Reattore per sintesi da laboratorio - EasySyn 500 Starter

Reattore per sintesi da laboratorio per applicazioni in sintesi organiche e acquose. Vaso in vetro borosilicato 3.3 da 500 ml, con agitatore meccanico sovratesta EUROSTAR 60 digital incluso e funzionamento sotto vuoto fino a 3 mbar. Intervallo di temperatura di lavoro da -50 a 200 °C.



IKA PREMIUM PARTNER

VOLUME UTILE MASSIMO
500 ml

GAMMA DI TEMPERATURA
-50 – 200 °C

VUOTO RAGGIUNGIBILE
3 mbar

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0020113433**
Produttore	**IKA**
Modello	**EasySyn 500 Starter**
Agitatore meccanico sovratesta incluso	**EUROSTAR 60 digital**

PRESTAZIONI

Volume utile massimo	**500 ml**
Vuoto raggiungibile	**3 mbar**
Coppia massima all'albero di agitazione	**60 Ncm**

TEMPERATURA

Intervallo di temperatura di lavoro	**-50–200 °C**

SPECIFICHE FISICHE E COSTRUTTIVE

Dimensione flangia	**DN 100**
Materiale delle parti a contatto con il prodotto	**Borosilicate glass 3.3, PTFE, FEP**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it