Cod. **IK 0020113435**

Reattore per sintesi - EasySyn 1000 Starter

Reattore per sintesi da laboratorio per applicazioni in sintesi organiche e acquose. Vaso a doppia parete in vetro borosilicato 3.3 da 1 L, con agitatore meccanico sovratesta EUROSTAR 60 digital incluso e funzionamento sotto vuoto fino a 3 mbar. Intervallo di temperatura di lavoro da -50 a 200 °C.



IKA PREMIUM PARTNER

VOLUME UTILE MASSIMO
1.000 ml

TEMPERATURA DI LAVORO
-50 – 200 °C

VUOTO RAGGIUNGIBILE
3 mbar

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0020113435**
Produttore	**IKA**
Modello	**EasySyn 1000 Starter**
Agitatore meccanico sovratesta incluso	**EUROSTAR 60 digital**

PRESTAZIONI

Volume utile massimo	**1000 ml**
Vuoto raggiungibile	**3 mbar**
Coppia massima all'albero di agitazione	**60 Ncm**

TEMPERATURA

Intervallo di temperatura di lavoro	**-50–200 °C**

SPECIFICHE FISICHE E COSTRUTTIVE

Dimensione flangia	**DN 100**
Materiale delle parti a contatto con il prodotto	**Vetro borosilicato 3.3, FEP (O-ring), PTFE (agitatore a elica)**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it