Cod. **IK 0020113440**

Reattore da laboratorio 2 L per sintesi - EasySyn 2000 Advanced

Reattore per sintesi da laboratorio per applicazioni in sintesi organiche e acquose. Vaso a doppia parete in vetro borosilicato 3.3 da 2 L, con agitatore meccanico sovratesta EUROSTAR 100 control incluso e funzionamento sotto vuoto fino a 3 mbar. Intervallo di temperatura di lavoro da -50 a 200 °C, con interfacce RS 232 e USB per l'automazione tramite labworldsoft 6.



IKA PREMIUM PARTNER

VOLUME UTILE MASSIMO
2.000 ml

GAMMA DI TEMPERATURA
-50 – 200 °C

VUOTO RAGGIUNGIBILE
3 mbar

DIMENSIONI (L X A X P)
500 x 950 x 580 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Codice prodotto	**0020113440**
Produttore	**IKA**
Modello	**EasySyn 2000 Advanced**
Agitatore meccanico sovratesta incluso	**EUROSTAR 100 control**

PRESTAZIONI

Volume utile massimo	**2000 ml**
Vuoto raggiungibile	**3 mbar**
Coppia massima all'albero di agitazione	**100 Ncm**

TEMPERATURA

Intervallo di temperatura di lavoro	**-50–200 °C**

SPECIFICHE FISICHE E COSTRUTTIVE

Dimensione flangia	**DN150**
Dimensioni (L x A x P)	**500 x 950 x 580 mm**
Materiale delle parti a contatto con il prodotto	**Vetro borosilicato 3.3; PTFE (agitatore e valvola di scarico); FEP (O-ring)**
Aperture del coperchio del reattore	**1 x NS 29/32 (giunto centrale), 2 x NS 29/32, 1 x NS 14/23**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it