Cod. **IK 0020127405**

Reattore da laboratorio 2–5 L 70000 mPa·s - LR-5.ST the Versatile

Reattore da laboratorio modulare per miscelazione e omogeneizzazione in un campo di volume utile da 2000 a 5000 mL. È composto da sistema stativo, agitatore da banco EUROSTAR 100 control, arresto di sicurezza e coperchio reattore; consente operazioni sotto vuoto fino a 25 mbar e gestisce viscosità fino a 70000 mPa·s. La velocità è regolabile in continuo da 30 a 1300 rpm, con controllo microprocessorato e display tendenza coppia per la misura della viscosità.



IKA PREMIUM PARTNER

VISCOSITÀ MASSIMA
70.000 mPa·s

VOLUME UTILE
2.000 ml · 5.000 ml

TEMPERATURA DI LAVORO
-50 °C · 230 °C

PESO / DIMENSIONI (L X A X P)
26 kg · 460 x 1320 x 430 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE

Produttore	**IKA**
Modello	**LR-5.ST the Versatile**
Codice prodotto	**0020127405**

PRESTAZIONI

Volume utile minimo	**2000 ml**
Volume utile massimo	**5000 ml**
Viscosità massima	**70000 mPa·s**
Range di velocità	**30–1300 rpm**
Coppia nominale / massima all'albero di agitazione	**100 Ncm**
Vuoto raggiungibile	**25 mbar**

TEMPERATURA

Temperatura di lavoro massima	**230 °C**
Temperatura di lavoro minima	**-50 °C**

SPECIFICHE FISICHE E MECCANICHE

Dimensioni (L x A x P)	**460 x 1320 x 430 mm**
Peso	**26 kg**
Materiali a contatto con il mezzo	**AISI 316L, 1.4571, borosilicate glass 3.3, PTFE, PEEK, FFKM**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it